

〈報道資料〉

2016年4月22日

PR59-H03

質感が選べる体圧分散式マットレス 「テルサ」登場



【介護保険福祉用具貸与品】
特殊寝台付属品（マットレス）

医療・福祉機器メーカーの株式会社モルテン（本社：広島市西区、代表取締役社長：民秋清史）は、質感が選べるマットレス「テルサ」を2016年4月25日（月）に発売します。

テルサは、従来の標準マットレスよりも厚みを持たせたことで、体圧分散性能と質感を向上させ、利用者様のさまざまなケアのニーズに対応することができます。さらに、体全体を優しく包み込む「やわらか面」と、体の沈み込みをおさえ寝返りを打ちやすくした「しっかり面」の両面が選択できます。また、マットレスの内部を3分割したことで、「やわらか面」と「しっかり面」を部分的に組み合わせることで異なる質感を選ぶことも可能です。

モルテンは、医療・介護・福祉の現場でケアに関わる全ての人にとって「内から外へと広がる豊かな人生と、健康で安心して暮らせる社会のために」貢献できるよう、今後も革新的な新製品を創造し伝達してまいります。

■ 製品特長

1) 利用者様のさまざまなケアのニーズに対応


従来の標準マットレスよりも厚みを持たせたことで、体圧分散性能と質感を向上させ、利用者様のさまざまなケアのニーズに対応することができます。

- 対象者 自分で動ける人 および 一部介助が必要な人
- 目的 日常生活 および 床ずれ防止（一部）
- 用途 病院：一般病棟 および 慢性期病棟（一部）
施設：全般
在宅：介護保険福祉用具貸与品：特殊寝台付属品（マットレス）

2) 「リバーシブル」と「部分交換」で選べる質感

1. リバーシブルによる選択

マットレス表面のスリット形状によって体全体を優しくつつみ込む「やわらか面」、密度の高いウレタンフォームで体の沈み込みをおさえ、寝返りのしやすい「しっかり面」。2つの異なる質感を選ぶことができます。



2. 部分交換による選択

「頭部」「でん部」「足部」で異なる質感を選ぶことができます。



3) 安全で衛生的な環境のために、防水素材の表面カバーと清拭消毒へのこだわり

完全防水のカバーを採用し、嘔吐、吐血、失禁、薬剤などの汚れがマットレス内部に浸透するのを防ぎ、感染症などの安全対策や臭いなど衛生面の対策につながります。

マットレス表面に付着した汚れは簡単に拭き取ることができ、アルコールなどで清拭消毒ができます。

■製品概要

タイプ		防水・清拭消毒		通気・洗浄消毒	
品番		MTLS1283	MTLS1291	MTLSV1283	MTLSV1291
サイズ	幅	83cm	91cm	83cm	91cm
	長さ	191cm			
	厚さ	12cm			
重さ		6.8kg	7.3kg	6.8kg	7.3kg
素材	外カバー	ウレタン合皮（制菌加工）		ポリエステル	
	内カバー	ポリエステル			
	マット	ウレタンフォーム、ポリエステル繊維			
定価		オープン価格			

■モルテンの医療・福祉機器事業について

モルテンは創立34年目の1991年に最初のエアマットレスを開発・発売し、医療・福祉機器事業に参入しました。

床ずれ（※）防止のための体圧分散式エアマットレスを国内で初めて高機能化するなど革新的な製品を供給する一方で、身体にかかる圧力の基礎研究とその成果発表を継続して行っています。さらに、看護・介護教育の重要性に着目して医療従事者向けセミナーを実施し、最新の看護・介護にかかわる機器や技術について実演を交えながら解説しています。

これらの活動によって多くの患者様や医療従事者から高い信頼を得ており、業界では体圧分散式マットレスのリーディングメーカーと認知されています。

現在は病院、施設、在宅向けに以下の製品群を展開しています。

- <病院・施設・在宅向け> 体圧分散式マットレス／ポジショニングツール／口腔ケア用品
- <施設向け製品> リハビリ関連機器
- <在宅向け製品> 電動式介護ベッド／手すり／スロープ／移動用リフト

また、2010年10月には東京大学大学院医学系研究科・医学部における寄附講座「ライフサポート技術開発学」を開設しました。同時に、東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻 真田研究室と「みまもり工学」「看護工学」「人間行動計測」を中心に共同研究を続けています。

※床ずれ…皮膚表面に圧力が持続的に長時間かかり続けることで血流が阻害され、その結果皮膚が壊死^{えし}してしまった状態で、医学的には「褥瘡^{じよくそ}」と呼ぶ疾病。寝たきりの患者様は発生率が高まります。

■ From the Inside Out (フロム・ザ・インサイド・アウト) について



内から外へと広がる豊かな人生と、
健康で安心して暮らせる社会のために

床ずれ防止用エアマットレスや生活動作を支える手すり、口腔ケア用品など、医療や福祉の現場で必要とされる製品を開発し供給しています。東京大学など外部研究機関と連携し、病院、施設、在宅での人々の動きを支えるために、医療・福祉関係者様やサービス利用者様の抱える課題の解決策を提案し続けています。

■ モルテンについて

1958年に競技用ボールメーカーとして創業し、同年に自動車用部品の製造と販売を始めました。1991年に医療・福祉機器事業に参入し、以来それぞれの事業領域で革新的な製品を開発・製造し続けています。

詳細については、弊社ウェブサイトを参照ください。 URL : www.molten.co.jp

■ 製品画像のデータ (JPEG) ご入用の場合

下記問い合わせ先までご一報いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

読者お問い合わせ先

株式会社モルテン 営業本部 : 03-3625-8510

報道関係者お問い合わせ先

株式会社モルテン 広報室 担当：荒武（広島） 中森（東京）

〒733-0013 広島市西区横川新町 1-8 TEL : 082-292-1247 FAX : 082-292-1386

〒130-0003 東京都墨田区横川 5-5-7 TEL : 03-3625-8304 FAX : 03-3625-8306