

製品モデルチェンジのご案内

拝啓 貴社ますますご清栄の事とお喜び申し上げます。 平素は大変お世話になっております。 さて、2006年の発売以降ご愛顧いただいております垂直型手すり『バディー』につきまして、以下の通り、モデルチェンジ(機能UP)することとなりましたので、ご案内申し上げます。

敬具

— 記 —

【該当製品】 垂直型手すり バディー



●**天井ストッパー：滑り止めシート（緑色）の変更**

天井へのグリップ力が向上します。色は緑色から白色になります。

●**天井ストッパー／丸型ストッパーのみサイズ変更：直径19.5cm**（現行品25cm）

現行丸型ストッパーと小型丸型ストッパーの中間サイズに変更することで、ひとつのストッパーでの設置可能範囲を広げます。これに伴い、**小型丸型ストッパーを廃番とさせていただきます。**

●**対応天井高さ：1.9～2.8mに変更**（ノーマル現行品2.1～3.2m）

現在の住宅事情に合わせた実用的な範囲に変更します。これに伴い、**Lタイプを廃番とさせていただきます。**

●**クランプレバー：床面から141cmに変更**（現行品159cm）

より取り付けやすい高さに位置を変更します。さらに、より軽い力で操作できるようになります。

●**グリップ**

しっとり、やわらか、温かい 新触感のグリップになります。

●**下部ディスク：直径19.5cm**（現行品15cm）

サイズを大きくし、より安定した設置を可能にします。畳やカーペットなど滑りやすい床の場合や、丸型・L型サイドバー取付時でも、丸型ストッパーへの付け替えが不要になります。

モデルチェンジに
伴う廃番品

・バディー Lタイプ全品番（MNTCML/MNTCMISL/MNTCMRCSL/MNTCMSRCSL）
・バディー小型丸型ストッパー仕様（MNTCMSRCS） ・小型丸型ストッパー単体（MNTCM13）

※品番およびTAISコードや価格に変更はございません。

※2018年10月22日よりモデルチェンジ品での出荷を開始し、同年12月に旧仕様を廃番とさせていただきます。

※2018年10月22日～11月末までの期間のご注文は、**注文書へ【旧仕様】または【モデルチェンジ品】とご指示**くださいますようお願い致します。ご指示が無い場合は旧仕様製品を出荷させていただきます。