

置くだけで使える安心感・安全性を向上した床置き型手すり

ルーツ


PAT.P.

安定感に優れた安全な床置き型手すり

使用時のぐらつきが少なく、安定感に優れているので、転倒などの事故を未然に防ぎ、安全に使用できます。

使いやすく、安全でシンプルな手すり形状

4段式の使いやすいシンプル形状の手すりです。手すり内側の空間は、頭が入らない安全寸法になっており、事故を未然に防ぎます。



力が入りやすく、優しく、暖かみのあるグリップ

トップグリップ(持ち手部分)は楕円状で、握った時に力が入りやすく、また手のひらを置く人には優しい形状です。さらに手になじみ滑りにくく、金属とは異なる温かい感触の表面加工です。



在宅用電動式介護ベッドのJIS規格:JIS T9254:2009で定められているすき間寸法に準拠しています。

どのようなベッドにも使用可能

最適な重心ポイントの設計により、家具調ベッドやパイプベッド、高さ調整ができる電動式介護ベッドにも置くだけで使えます。また手すりをベッドに固定するための別部品は必要ありません。



■サイドタイプ



■センタータイプ

環境アセスメント事例

ベッドでの離床支援



布団での離床支援



ソファや椅子での立ち座り支援



玄関での立ち座り支援



<ルーツ> TAISコード:00054-000116(サイドタイプ) / 00054-000117(センタータイプ)

	品番	サイズ	手すり部直径	重量(kg)	標準小売価格(本体価格)	<素材> ベースフレーム=スチール 手すり部=スチール+樹脂
サイドタイプ	MNTPLBR	ベースフレーム=幅50×長さ105cm 手すり部=幅33×高さ70/75/80cm (3段階の高さ調整可能)	トップグリップ(楕円) =4.0×3.1cm	21.6	¥58,590 (¥55,800)	
センタータイプ	MNTPSBR	ベースフレーム=幅50×長さ60cm 手すり部=幅33×高さ70/75/80cm (3段階の高さ調整可能)	ミドルグリップ(楕円) =3.1×2.8cm	12.9	¥50,610 (¥48,200)	