



さまざまな玄関での段差を解消する据え置き型コンパクトリフト

据え置き型コンパクトリフト リーチ <電動式>

PAT.P.

- ▶ 工事不要
- ▶ 障がい者総合支援・日常生活用具
- ▶ 介護保険・福祉用具貸与品(要介護2～要介護5)

玄関


車いすで家に入出入りするための段差解消…介助“なし”で外出できる場合



「家への出入りのむずかしさ」

あがりかまちでスロープを使ったり車いすごと持ち上げる段差解消は、毎回介助が必要で負担が大きくなります。一方、車いすから一度降りて乗りなおしたり、えん側から大型電動リフトで出入りする場合は、介助を必要としない分、簡単ではありません。

毎回介助が必要で負担が大きい




スロープの使用


介助は必要ないが簡単ではない



持ち上げる



乗りなおす



大型リフト（玄関以外）

対策

車いす利用者様の“1人での外出”をサポート

レギュラータイプ

NEW



1 狭いスペースにも設置できるコンパクトサイズ

車いす約1台分のスペースがあれば設置できるので、大型の電動リフトが置けない玄関でも、勾配のきついスロープを使わずに段差が解消できます。

車いす約1台分のコンパクトサイズ

高さ40cmまでのあがりかまちに対応可能



※全長108×全幅90cm（テーブル：長さ91×幅90cm）

2 リモコン操作で“らくらく”段差解消（電動式）

簡単なリモコン操作で、車いすに乗ったまま上げ下げできます。本体に接続された（有線）リモコンと、離れたところから操作できるワイヤレス（無線）リモコンの2種類を標準装備しています。



操作はリモコンのボタンを押すだけ



ワイヤレス リモコン

種類	品番	TAISコード	サイズ[cm]		テーブルサイズ[cm]			電動ユニットサイズ[cm]			重量[kg]	素材	耐荷重[kg]	定価
			全長	全幅	長さ	幅	高さ	長さ	幅	高さ				
レギュラータイプ	MREAD	00054-000277	108	90	91	90	4~40 (無段階)	37	13	68	52	スチール	150	本体 256,000円+税

据え置き型
コンパクトリフト

リーチ<電動式>は 日常生活用具給付の対象品です。



必ずお住まいの市区町村(障がい福祉課)にご確認ください。

※申請方法や対象品目・対象者・基準額・自己負担額の割合など、市区町村によって異なります。



リーチ<電動式>は、介護・訓練支援用具内の【**移動用リフト**】に該当します。

移動用リフト

対象者(例)：下肢または体幹機能障がい

基準額(例)：159,000円

※市区町村によって異なります。

利用者は原則として基準額の1割を負担します。基準額を超える場合の超過分は全て自己負担となります。

申請方法

市区町村(障がい福祉課)に申請し、決定後に給付を受けることができます。

手続きの方法は市区町村によって異なることがありますので、詳しくはお住まいの市区町村に確認してください。

償還払いの場合(例示)

1. 利用者は、市町村に申請書・見積書・カタログ等を提出して日常生活用具給付の申請を行います。
2. 市町村は、必要な調査等を行い、適当であると認められた利用者に対して給付決定通知と給付券を交付します。
3. 市町村は、日常生活用具販売業者に給付を委託します。
4. 利用者は、市町村が指定した販売業者に給付券を提示し、給付についての契約を結びます。
5. 販売業者は、利用者に契約に基づき給付品を渡します。
6. 利用者は、販売業者に給付に要した費用を支払います。
7. 利用者は、領収書と給付券を添えて、市町村に自己負担額を除いた公費負担分を請求します。
8. 市町村は、利用者に公費負担金を支払います。

代理受領の場合(例示)

1. 利用者は、市町村に申請書・見積書・カタログ等を提出して日常生活用具給付の申請を行います。
2. 市町村は、必要な調査等を行い、適当であると認められた利用者に対して給付決定通知と給付券を交付します。
3. 市町村は、日常生活用具販売業者に給付を委託します。
4. 利用者は、市町村が指定した販売業者に給付券と代理受領に係る委任状を提示し、給付についての契約を結びます。
5. 販売業者は、利用者に契約に基づき給付品を渡します。
6. 利用者は、販売業者に給付に要した費用のうち、利用者負担額を支払います。
7. 販売業者は、代理受領に係る委任状と給付券を添えて、市町村に公費負担分を請求します。
8. 市町村は、販売業者に公費負担金を支払います。

取扱店

会社名の記入また名刺を貼ってお使いください

開発・製造・販売元

株式会社 **モルテン** 健康用品事業本部

www.molten.co.jp/health

東京:03-3625-8510 埼玉:048-550-5052 広島:082-842-6094
札幌:011-261-7227 名古屋:052-252-0931 福岡:092-441-0216
仙台:022-390-5131 大阪:06-6773-0425

From the Inside Out

内から外へと広がる豊かな人生と、健康で安心して暮らせる社会のために。

ISO9001 認証取得

ISO13485 認証取得

※床ずれ防止マットレス・体動センサの設計、製造および付帯サービスにて取得