



さまざまな玄関での段差を解消する据え置き型コンパクトリフト

据え置き型コンパクトリフト
リーチ <足踏み式>

PAT.P.

- ▶ 工事不要
- ▶ 障がい者総合支援・日常生活用具
- ▶ 介護保険・福祉用具貸与品(要介護2～要介護5)

玄関

車いすで家に入出入りするための段差解消…介助“あり”で外出する場合



「スロープが使えない玄関先」

玄関周りのつくりによっては、あがりかまちの段差を解消するためにスロープを使うことができない場合があります。このようなケースでは、利用者様を乗せたまま車いすを数人がかりで抱え上げるなど、移動の負担がかなり大きくなります。


スロープが使えない
玄関先の例①

玄関ドアに対してあがりかまちが右側や左側にあるため、スロープを置くことができない。



スロープが使えない玄関先の例②

玄関ドアのすぐ前に壁や塀、階段などがあるため、スロープを置くことができない。



対策

車いす利用者様の“外出の介助”をサポート

スモールタイプ
ショートタイプ
ロングタイプ



スモールタイプ



ショート/ロングタイプ

1 スロープが置けない狭いスペースにも
設置できるコンパクトサイズ

車いす約1台分のスペースがあれば設置できるので、スロープが置けない玄関でも、車いすを持ち上げずに段差が解消できます。

車いす約1台分のコンパクトサイズ



2 ペダル操作で段差解消(足踏み式)

軽い力でペダルを踏むだけで、車いすに乗った利用者様を必要な高さまで上げることができます。下げるときはロック解除レバーを引くだけの簡単操作です。



種類	品番	TAISコード	サイズ[cm]		テーブルサイズ[cm]			フットポンプサイズ[cm]		手すり部高さ[cm]	重量[kg]	素材	耐荷重[kg]	定価
			全長	全幅	長さ	幅	高さ	長さ	幅					
スモールタイプ	MREALTS	00054-000213	96.5	100	96.5	76	8~40 (無段階)	36	21	手すりなし	53	スチール	150	本体 216,000円+税
ショートタイプ	MREALT	00054-000170	110	100/107/114 (3段階調整)	110	76/83/90 (3段階調整)				テーブル高さ +70/75/80 (3段階調整)	62			本体 236,000円+税
ロングタイプ	MREALTL	00054-000171	125		125						65			本体 246,000円+税

2年保証

開発
製造
販売元

株式会社 **モルテン**
健康用品事業本部

お問い合わせセンター

www.molten.co.jp/health

東京:03-3625-8510 仙台:022-390-5131 名古屋:052-252-0931 広島:082-842-6094
札幌:011-261-7227 埼玉:048-550-5052 大阪:06-6773-0425 福岡:092-441-0216