

起きあがり補助装置

ASDES

アスディス

- ・介護保険貸与対象品／体位変換器
- ・現在ご使用の布団が、そのまま使用可能



※布団やマットレスは付属していません。

床(畳)上で生活される利用者の立ちあがりをサポートするエア式起きあがり補助装置

さまざまな理由でベッドが使えない環境での介護に最適

- 慣れ親しんだ床(畳)での生活を続けたい。(ご本人の強い要望)
- 認知症などでベッドの使用が安全上むずかしい。
(ベッドからの転落やサイドレールのはさみ込み事故)
- 部屋が狭く大きなベッドが置けない。(生活空間を有効に使いたい)

ひざ上げ・背上げ連動により、姿勢の崩れを対策し楽な姿勢を確保

<背上げバッグ>

エアによる優しい動きで最大70度までの背上げが可能です。角度は無段階で調整できます。

<リンク式フレーム>

背上げ時にお尻部分を後方へ逃がす構造で、体を前に押し出しにくくしています。


<ひざ上げバッグ>

太もも部分を支えてひざ上げします。背上げと連動することで姿勢の崩れを対策し、背上げ後の楽な姿勢を確保します。



コンパクト・軽量設計

折りたたむと畳半畳分のコンパクトサイズ。軽量(12.5kg)で簡単に移動や収納ができるので、生活空間を有効に使え、お部屋の掃除も楽にできます。



畳の部屋での、より快適で安全な生活のために(手すりとの組み合わせによる離床動作)

据置型手すり<バディーII(床用)>を活用した立ちあがり動作

垂直型手すり<バディーI>を活用した立ちあがり動作



生活機能支援手すりバディーシリーズ



バディーII(床用)／バディーI

アスディスを使って起きあがった後は、体をしっかり支えることができる手すりを活用して立ちあがります。動作が楽になるだけでなく、ふらつきや転倒に対する不安を解消することもできます。

TAISコード: 00054-000095

タイプ	品番	サイズ(cm)		重量(kg)	標準小売価格(本体価格)
		幅	長さ		
	ASD	93	148	12.5	¥138,000(非課税)

- <ポンプ仕様>
- サイズ:幅23×高さ28×奥行18.5cm
- 重量:5.5kg
- 電力:AC100V 50/60Hz 40W

※布団やマットレスは付属していません。

ポンプ3年間保証