

マットレスの交換や清拭消毒を
より簡単にする専用台車

マットレス専用台車



1. 力を必要とせず簡単に運搬

- 簡単に運搬できるのでマットレス交換作業が楽になります。
- 標準マットレスだけでなく、ハイブリッドタイプのアエラマットレスも運搬できます。



床からの高さ：30 cm

2. 衛生的にマットレスを保管

- 床置きや立て掛けによるマットレスの汚れや変形を防ぎ、衛生的に保管ができます。
- マットレスの枚数に合わせて幅サイズの変更が可能です。



最大幅：46 cm（無段階調整）

3. 折りたたんでコンパクトに収納

- 折りたたむので 場所を取りません。
- 軽いので片手で持ち運べます。



軽量：7.8 kg

4. 清拭消毒などの作業がしやすい構造

- 便利な小物用のポケットが付いています。
- マットレスの清拭消毒などの簡易作業台として使えます。



品番	使用時サイズ (cm)			折りたたみ時サイズ(cm)			重量 (kg)	最大積載量 (kg)	積載数量	素材	価格
	幅	長さ	高さ	幅	長さ	高さ					
MMCT	46 (内寸40)	156	80	13	191	80	7.8	40	4枚 (厚さ10 cmの場合) 3枚 (厚さ13 cmの場合) 2枚 (厚さ17 cmの場合)	● フレーム：アルミニウム ● ポケット付きカバー：ナイロン	58,080円 (税抜価格52,800円)

