

起き上がりや立ち上がりが
楽にできる電動式ベッド

MORNING LIGHT

モーニングライト

対象者 起き上がり・立ち上がりを楽にしたい人



PAT.P

親しみやすいデザイン

お好みに合わせてヘッドボード、フットボード、サイドカバーの色が選べます。



ラグジュアリー

エレガント

布団と同じゆったりサイズ

ベッドボトム（床板）は、介護ベッドよりも幅が広く、通常サイズの敷布団（幅 100cm）もそのまま使用できます。



無段階での高さ調整

「座る」「立ち上がる」に適した高さに無段階で調整できます。
(2 モーター仕様はリモコンで調整できます)



起き上がり動作が楽になります



ひざと背が一緒に上がります



ワイヤレスリモコンのボタン1つで簡単にベッド操作が可能



ベッドが体を起こすことで楽に起き上がりができます



最大60度まで背を上げることができます
ひざ上げは立ち上がりの妨げにならないように低くなっています

※ ひざ上げが不要な場合は、背上げのみ（ひざが上がらないモード）に切り替え可能


介護保険・福祉用具貸与品【手すり】との併用

床置き型手すりを併用することで、より楽で安全に立ち上がれます。
介護保険福祉用具貸与品なので1～2割の負担でレンタルできます。

ルーツ
サイドタイプ



- 品番：ラグジュアリー=MMLTBK、エレガント=MMLTIV
- ボトムサイズ：幅99cm×長さ210cm
- 主な特徴：通常サイズの敷布団（長さ210cm×幅100cm）の使用も可能
 - 電動式 ひざ上げ・背上げ連動
 - 手動式 無段階高さ調整



2モーター仕様

- 品番：ラグジュアリー=MMLTBK01、エレガント=MMLTIV01
- 電動式 ひざ上げ・背上げ連動
- 電動式 無段階高さ調整



<オプション>

サイドレール



- 品番：MMLTSRL
- サイズ：幅108cm×ボトム面からの高さ22cm

91幅対応スパーサーセット

- 品番：MMLTSPS
- 91cm幅のマットレスも使用可能なスパーサーのセット（フットスパーサー 2ヶ、サイドスパーサー 4ヶ）

