


長い距離を歩こう！ 手すり連結の組み合わせ <床置き型手すり>

複数本の手すりをクロスバーで連結することで、利用者様の生活に最適な導線を作ることができます



ルーツシリーズの全機種が
クロスバーで連結できます

連結例



■サイドタイプとロングタイプ

■ロングタイプとロングタイプ


※安全上、使用できない組み合わせがあります

ベッドやソファからの立ちあがり～歩行

設置場所や動作に合わせて、
さまざまな組み合わせでの連結が可能です



部屋の中での歩行



■直角の壁に沿って①



■直角の壁に沿って②





■小さな段差越え




水平方向、上下方向ともに角度をつけた設置ができます

廊下での歩行




玄関での昇降～歩行



長い距離を歩こう！ 手すり連結の組み合わせ <床置き型 + 垂直型>

複数本の手すりをクロスバーで連結することで、利用者様の生活に最適な導線を作ることができます




連結例



天井と床で突っ張らせて固定する垂直型手すり【バディー】との連結により、抜群の安定感を発揮します

ベッドやソファからの立ち上がり～歩行



【ルーツ】

【バディー】



廊下や部屋の中での歩行



【ルーツ】

【バディー】



玄関あがりかまちでの昇降～歩行



【ルーツ】

【バディー】



設置のポイント

ルーツもバディーも複数本の連結が可能です

※安全上、使用できない組み合わせがあります

