

〈報道資料〉

2017年10月25日

PR61-H01

## 慣れ親しんだ布団を使えて 畳の上での生活を楽しむ 生活・ケアベッド「モーニングライト」登場



医療・福祉機器メーカーの株式会社モルテン（本社：広島市西区、代表取締役社長：民秋清史）は、自費レンタル・自費購入向けの生活・ケアベッド「モーニングライト」を2017年11月1日（水）に発売します。

多くの高齢者が畳の上で布団を敷いて生活されていますが、起き上がる・立ち上がる、布団を上げ下げする、しゃがんで横になるなど、毎日の生活は意外と大変です。生活を楽しむための手段としてベッドの使用が挙げられますが、家具ベッドでは起き上がりや立ち上がりがしにくい、また介護ベッドでは慣れ親しんだ布団が使えない、物々しく抵抗があるという懸念があるため、ベッドに切り替えられず畳の上での大変な生活を続けざるを得ないといった現状があります。

「モーニングライト」は、モルテンが提案する新しい生活・ケアベッドです。慣れ親しんだ布団を使える構造や起き上がりや立ち上がりを楽しむ機能、はじめてのベッド生活でも親しみやすいデザインを備えています。

モルテンが福祉用具で特に大切にしていることは、介護を受けるかただけでなく、介護に関わる全てのかたにとって安全かつ安心で、扱いやすいことです。医療・介護・福祉の現場でケアに関わる全てのかたにとって「内から外へと広がる豊かな人生と、健康で安心して暮らせる社会のために」貢献できるよう、モルテンは今後も革新的な新製品を創造し伝達してまいります。

## ■製品特長

### 1.慣れ親しんだ布団が使える構造

ベッドの床板は介護ベッドよりも幅が広く、やわらかいスプリング性能の素材を使用しているため、幅100cmほどの通常サイズの敷布団を直接敷いて使用することができます。



### 2.起き上がり・立ち上がりを楽しむ構造

ワイヤレスリモコンのボタンひとつで安全にベッド操作ができる「電動式ひざ上げ・背上げ連動」機能を搭載しており、起き上がりを楽しむことができます。

また、床上33cmから46cmの範囲で、「座る」「立ち上がる」に適したベッドの高さへ無段階に調整できます。立ち上がるたびに調整するのではなく、ひざの角度が90°になる高さから+5cm程度を目安に、あらかじめ一定の高さに調整し立ち上がりを楽しむことができます。



### 3.親しみやすいデザイン

はじめてのベッド生活でも親しみやすいデザインで、お部屋の雰囲気やお好みに合わせて3タイプのカラーバリエーションから選んでいただけます。

## ■製品概要

			
	ラグジュアリー	ナチュラル	エレガント
品番	MMLTBK	MMLTBE	MMLTIV
サイズ	長さ 221cm × 幅 99.5cm × 高さ 58~71cm		
ボトムサイズ	長さ 210cm × 幅 99cm		
重量	67kg		
標準装備品	ワイヤレスリモコン/トレイ		
希望小売価格	オープン価格（非課税） ※1		

※1 消費税法施行令における特殊寝台に関する条件をすべて満たすため非課税となります

※2 別売オプション…サイドレール ・幅32cm（品番 MMLTSRS）6,480円 ・幅108cm（品番MMLTSRL）9,180円（各税込）

## ■モルテンの医療・福祉機器事業

モルテンは創立34年目の1991年に最初のアーマットレスを開発・発売し、医療・福祉機器事業に参入しました。床ずれ防止のための体圧分散式アーマットレスを国内で初めて高機能化するなど革新的な製品を供給する一方で、身体にかかる圧力の基礎研究とその成果発表を継続して行っています。さらに、看護・介護教育の重要性に着目して医療従事者向けセミナーを実施し、最新の看護・介護にかかわる機器や技術について実演を交えながら解説しています。これらの活動によって多くの患者様や医療従事者から高い信頼を得ており、業界では体圧分散式マットレスのリーディングメーカーと認知されています。

現在は病院、施設、在宅向けに以下の製品群を展開しています。

- |              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| ＜病院・施設・在宅向け＞ | 体圧分散式マットレス／ポジショニングツール／口腔ケア用品      |
| ＜施設向け製品＞     | リハビリ関連機器                          |
| ＜在宅向け製品＞     | 生活・ケアベッド／電動式介護ベッド／手すり／スロープ／移動用リフト |

また、2010年10月には東京大学大学院医学系研究科・医学部における寄附講座「ライフサポート技術開発学」を開設しました。同時に、東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻 真田研究室と「みまもり工学」「看護工学」「人間行動計測」を中心に共同研究を続けています。

## ■From the Inside Out（フロム・ジ・インサイド・アウト）について



**内から外へ広がる豊かな人生と、  
健康で安心して暮らせる社会のために**

床ずれ防止用アーマットレスや生活動作を支える手すり、口腔ケア用品など、医療や福祉の現場で必要とされる製品を開発し供給しています。東京大学など外部研究機関と連携し、病院、施設、在宅での人々の動きを支えるために、医療・福祉関係者様やサービス利用者様の抱える課題の解決策を提案し続けています。

## ■モルテンについて

1958年に競技用ボールメーカーとして創業し、同年に自動車用部品の製造と販売を始めました。1991年に医療・福祉機器事業に参入し、以来それぞれの事業領域で革新的な製品を開発・製造し続けています。

詳細については、弊社ウェブサイトを参照ください。 URL : [www.molten.co.jp](http://www.molten.co.jp)

## ■製品画像（JPEG）もご用意しております

ご入用の際は、以下問い合わせ先までご一報くださいますようお願い申し上げます。

### 読者お問い合わせ先

株式会社モルテン 営業本部 03-3625-8510

### 報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社モルテン 広報室 担当：角南（広島） 中森（東京）

〒733-0013 広島市西区横川新町 1-8 TEL：082-292-1247 FAX：082-292-1386

〒130-0003 東京都墨田区横川 5-5-7 TEL：03-3625-8304 FAX：03-3625-8306