

〈報道資料〉

2017年10月25日

PR61-H02

## 車いす利用者様の1人での外出をサポート 据え置き型リフト「リーチ」電動式 登場



【介護保険・福祉用具貸与品】  
【障がい者総合支援・日常生活用具】

医療・福祉機器メーカーの株式会社モルテン（本社：広島市西区、代表取締役社長：民秋清史）は、玄関での段差を解消するための据え置き型リフト「リーチ」シリーズの新タイプ、電動式を2017年11月1日（水）に発売します。

「リーチ」は車いす約1台分のスペースがあれば設置できるコンパクトサイズのリフトです。これまでは介助を伴う外出をサポートする「足踏み式」のみの展開でしたが、このたび介助を伴わない外出をサポートする「電動式」がラインナップに加わりました。

介助を伴わず自分で車いすを操作されるかたにとって、玄関のあがりかまちに掛けられるスロープが上がっていくことは負担が大きいため、大型の電動リフトを使用して縁側から出入りされる場合があります。1人での外出では家の出入りがむずかしくなっていた方でも、リーチ電動式では簡単なリモコン操作で車椅子に乗った状態でリフトを上げ下げし、玄関の段差を解消することができます。

モルテンが福祉用具で特に大切にしていることは、介護を受けるかただけでなく、介護に関わる全てのかたにとって安全かつ安心で、扱いやすいことです。医療・介護・福祉の現場でケアに関わる全てのかたにとって「内から外へと広がる豊かな人生と、健康で安心して暮らせる社会のために」貢献できるよう、モルテンは今後も革新的な新製品を創造し伝達してまいります。

## ■製品特長

### 1.車いす 1 台分のコンパクトサイズ

車いす1台分のスペースがあれば設置できます。  
大型のリフトが置けない玄関でも、スロープを使わずに段差を解消  
できます。



### 2.リモコン操作でらくらく段差解消

簡単なリモコン操作で、車いすに乗ったまま高さ40cmまで上げ下げ  
できます。本体に接続された有線リモコンと、離れたところから操作  
できるワイヤレスリモコンの2種類を標準装備しています。



## ■製品概要

【介護保険・福祉用具貸与品】【障がい者総合支援・日常生活用具】

品番	MREAD
サイズ ※1	長さ 108 (91) cm × 幅 90 cm × 高さ 4~40 cm
電動ユニットサイズ	長さ 37 cm × 幅 13 cm × 高さ 68 cm
重量	52 kg
素材	スチール
耐荷重	150 kg
希望小売価格	276,480円 (256,000円+税)

※1 ( ) 内はテーブルサイズ

## ■モルテンの医療・福祉機器事業

モルテンは創立34年目の1991年に最初のエアマットレスを開発・発売し、医療・福祉機器事業に参入しました。  
床ずれ防止のための体圧分散式エアマットレスを国内で初めて高機能化するなど革新的な製品を供給する一方で、  
身体にかかる圧力の基礎研究とその成果発表を継続して行っています。さらに、看護・介護教育の重要性に着目して医  
療従事者向けセミナーを実施し、最新の看護・介護にかかわる機器や技術について実演を交えながら解説しています。  
これらの活動によって多くの患者様や医療従事者から高い信頼を得ており、業界では体圧分散式マットレスのリーデ  
ィングメーカーと認知されています。

現在は病院、施設、在宅向けに以下の製品群を展開しています。

- <病院・施設・在宅向け> 体圧分散式マットレス/ポジショニングツール/口腔ケア用品
- <施設向け製品> リハビリ関連機器
- <在宅向け製品> 生活・ケアベッド/電動式介護ベッド/手すり/スロープ/移動用リフト

また、2010年10月には東京大学大学院医学系研究科・医学部における寄附講座「ライフサポート技術開発学」を開設しました。同時に、東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻 真田研究室と「みまもり工学」「看護工学」「人間行動計測」を中心に共同研究を続けています。

## ■ From the Inside Out (フロム・ジ・インサイド・アウト) について



内から外へ広がる豊かな人生と、  
健康で安心して暮らせる社会のために

床ずれ防止用エアマットレスや生活動作を支える手すり、口腔ケア用品など、医療や福祉の現場で必要とされる製品を開発し供給しています。東京大学など外部研究機関と連携し、病院、施設、在宅での人々の動きを支えるために、医療・福祉関係者様やサービス利用者様の抱える課題の解決策を提案し続けています。

## ■ モルテンについて

1958年に競技用ボールメーカーとして創業し、同年に自動車用部品の製造と販売を始めました。1991年に医療・福祉機器事業に参入し、以来それぞれの事業領域で革新的な製品を開発・製造し続けています。

詳細については、弊社ウェブサイトを参照ください。 URL : [www.molten.co.jp](http://www.molten.co.jp)

## ■ 製品画像 (JPEG) もご用意しております

ご入用の際は、以下問い合わせ先までご一報くださいますようお願い申し上げます。

### 読者お問い合わせ先

株式会社モルテン 営業本部 03-3625-8510

### 報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社モルテン 広報室 担当：角南 (広島) 中森 (東京)

〒733-0013 広島市西区横川新町 1-8 TEL : 082-292-1247 FAX : 082-292-1386

〒130-0003 東京都墨田区横川 5-5-7 TEL : 03-3625-8304 FAX : 03-3625-8306