

〈報道資料〉

2019年4月12日

PR62-H01

## デザイン・乗り心地・周りからのサポートを追求した 日常を旅するクルマイス「Wheeliy」販売開始



医療・福祉機器メーカーの株式会社モルテン（本社：広島市西区、代表取締役社長：民秋清史）は、障がいがあっても多くの介助を必要とせず、アクティブに活動する人向けのクルマイス「Wheeliy（ウィーリイ）」を2019年4月22日（月）より販売開始いたします。

かつて視力矯正器具であった「眼鏡」が、今や視力を補うだけでなく、暮らしのアイテム「メガネ」として浸透したように、既存の「車椅子」の枠を超え、街の景色になる「クルマイス」を目指しました。

この度登場した「Wheeliy」は、これまでの医療・福祉機器事業で培った経験と技術力を基に、眺めていると外に漕ぎ出したくなるようなデザイン、しっかり安定した座位が保たれる乗り心地、クルマイスを抱える際に、第三者が迷うことなくサポートできるように持つ位置の色を変えるなど、独自の魅力を追求しました。

今後は、「バリアフリー2019（4月18日～20日大阪）」に出展し、ユーザーの声を集めながら機能向上とサービス開発を行う予定です。

モルテンでは、「From the Inside Out（フロム・ジ・インサイド・アウト）」の理念に基づき、「内から外へと広がる豊かな人生と、健康で安心して暮らせる社会のために」貢献できるよう、今後も革新的な新製品を創造し、伝達してまいります。

## ■ 製品特長

### 1.デザイン

家の中でも外でも、景色に馴染むデザインです。

- ・ シンプルな見た目のS字ラインのフレーム
- ・ デザイン性とメンテナンス性に優れたホイールスポーク

### 2.乗り心地

長時間疲れることなく、快適に着座・移動できます。

- ・ クッション性やホールド性に優れ、やさしく背中を包み込むバックサポート
- ・ 足の位置に合わせて簡単に調整できるフットサポート
- ・ 握りやすく、操作性・制動性を高めたハンドリム
- ・ 座位を安定支持する座り心地のよいクッション（別売）

### 3.サポート

クルマイスの扱いに慣れていない人でも、直感的に操作をサポートすることができます。

- ・ 引き寄せることで簡単に折りたたむことができる取っ手
- ・ 持つ場所が一目でわかる、ハンドルとフレームのカラーリング
- ・ 取り付けの向きを間違わない、クッションタグ

※クッションは別売



## ■ 製品概要

### 1.カラーバリエーション

Dark Gray / Yellow



Dark Gray / Gray



White / Yellow



White / Gray



### 2.仕様

キャスタ	サイズ	4in
タイヤ	サイズ	24in
前座高	40~45cm	
後座高	36~45cm	
シート幅	30~40cm (2cmピッチ)	
シート奥行	34~40cm (2cmピッチ)	
アームサポート高	25・27cm (2段階)	
バックサポート高	34cm	
フット長	33cm~	
全長	76~83cm	
全高	77~86cm	
全幅	57cm (シート幅38cm時)	
折りたたみ幅	32cm (シート幅38cm時)	
最大使用者体重	100kg	

## ■モルテンの医療・福祉機器事業

モルテンは、創立34年目の1991年に医療・福祉機器事業に参入しました。国内初となる体圧分散式エアマットレスの開発・供給を皮切りに、最新の機器や技術について医療従事者向けセミナーを実施。これらの活動により多くの患者様や医療従事者から高い信頼を得ており、業界では体圧分散式マットレスのリーディングメーカーと認知されています。

現在は病院、施設、在宅向けに以下の製品群を展開しています。

【病院・施設・在宅向け】


クルマイス／体圧分散式マットレス／ポジショニングツール／口腔ケア用品

【施設向け製品】リハビリ関連機器

【在宅向け製品】生活・ケアベッド／電動式介護ベッド／手すり／スロープ／移動用リフト

※2010年10月には東京大学大学院医学系研究科・医学部における寄附講座「ライフサポート技術開発学」を開設。同時に東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻 真田研究室と「みまもり工学」「看護工学」「人間行動計測」を中心に共同研究を続けています。

## ■From the Inside Out（フロム・ジ・インサイド・アウト）について

 **内から外へと広がる豊かな人生と、  
健康で安心して暮らせる社会のために**

床ずれ防止用エアマットレスや生活動作を支える手すり、口腔ケア用品など、医療や福祉の現場で必要とされる製品を開発し供給しています。東京大学など外部研究機関と連携し、病院、施設、在宅での人々の動きを支えるために、医療・福祉関係者様やサービス利用者様の抱える課題の解決策を提案し続けています。

## ■モルテンについて

1958年に競技用ボールメーカーとして創業し、同年に自動車用部品の製造と販売を始めました。1991年に医療・福祉機器事業に参入し、以来それぞれの事業領域で革新的な製品を開発・製造し続けています。詳細については、弊社ウェブサイトを参照ください。 URL：[www.molten.co.jp](http://www.molten.co.jp)

### 読者お問い合わせ先

株式会社モルテン 営業本部 03-3625-8510

### 報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社モルテン 広報室 担当：中森（広島）

〒733-0013 広島市西区横川新町 1-8 TEL：082-292-1247 FAX：082-292-1386

〒130-0003 東京都墨田区横川 5-5-7 TEL：03-3625-8304 FAX：03-3625-8306