

〈報道関係者各位〉

2026年7月9日

モルテン、自由に形をつくり小さなすき間を埋める『ポジパッド』に 新形状のロールタイプを追加し提供開始

— 清拭・消毒で“衛生的に使える”吸水拡散・体圧分散式マルチパッド —



マルチパッド 『ポジパッド』

株式会社モルテン（本社：広島市西区 代表取締役社長：民秋清史、以下、モルテン）は、適切な体位保持（ポジショニング）を目的としたポジショニングクッション『ポジパッド』シリーズに、新形状となるロールタイプを新たに追加し、医療・福祉現場への提供を開始します。

医療・福祉の現場において、体圧分散性能を高めるためには、身体とマットレスの隙間を埋め、接触面積を広げることが求められます。しかし、一般的なポジショニングクッションは形状が固定されているものが多く、利用者様一人ひとりの細かな隙間（首元、足首、車いす座位時の隙間など）を埋めるには不十分、また腕や足が重なる部分の緩衝材としても不十分という現場の課題がありました。

『ポジパッド』は、自由に変形でき、必要に応じて「丸める」「たたむ」「広げる」「巻く」ことで、これまでのクッションでは埋めにくかった小さな隙間を的確に埋め、体圧分散性をさらに高めます。また、ロールタイプは腕や足に巻いてベルト状の面ファスナーで固定できるため、体の重なる部分のこすれ合いを防ぎ、局所にかかる体圧を分散することを目的とし、現場のケアの質向上をサポートします。

モルテンは、From the Inside Out の考えのもと、利用者様一人ひとりの状態や医療・福祉現場の課題を、アカデミックに綿密な探求をすることで、本当に必要とされる製品とサービスを世の中に提供することを目指していきます。

■ 製品特長

1. “丸める・たたむ・広げる・巻く”で自由な形をつくれるマルチな用途


ポジパッドは、丸める・たたむ・広げる・巻くことで、自由に形をつくることができます。

そのため、クッションでは埋めにくい小さなすき間を埋めることで、体圧分散性を高め、楽な姿勢が
つくれます。腕や足が重なる部分には緩衝材としてはさむことで、体がこすれ合うことを防ぎ、局所にか
かる体圧を分散できます。またロールタイプは、やさしい触感の面ファスナーで腕や足などに巻いて
固定ができます。



2. やさしい質感と吸水拡散性で表面はいつもサラサラ

インナークッションはやわらかく、表面の外カバーは摩擦が少ないサラサラとした質感を実現しました。優れた吸水拡散性を備えているため、長時間の使用でも蒸れにくく、快適な肌触りを保ちます。



3. 内部は清拭・消毒可能で、衛生的

表面は取り外しできる外カバー、内部のクッション材は防水のインナーバッグに包まれています。万が一汚れた時も、外カバーのみを洗浄し、インナーバッグはアルコールなどで直接“清拭・消毒”が可能です。洗浄によるクッション材の劣化を抑えられるため、衛生的に長く使えます。



■ 製品概要

【製品名】

体圧分散式マルチパッド ポジパッド

【対象】

ポジショニングが必要な利用者様

【ラインアップ・サイズ】

バスタオルサイズ : 幅 50cm × 長さ 120cm × 厚さ 1cm

フェイスタオルサイズ : 幅 30cm × 長さ 80cm × 厚さ 1cm

ロールタイプ : 幅 30cm × 長さ 80cm × 厚さ 1cm

【素材】

- ・ インナークッション：ポリウレタン
- ・ インナーバッグ：ポリウレタン
- ・ 外カバー：ポリエステル+ナイロン

■ **モルテン 医療・福祉機器事業について**

ブランドステートメントに“From the Inside Out”（フロム・ジ・インサイド・アウト）を掲げ、「内から外へと広がる豊かな人生と、健康で安心して暮らせる社会のために」、医療の最前線で活躍する特殊なマットレス、生活動作を支援する手すり、段差解消のための昇降リフト、そして、外に向けて動き出す車いすなど、医療や福祉の現場で必要とされる製品を開発し供給しています。大学との共同研究や人材交流はもちろん、学術的アプローチによる専門性の高い営業活動により、製品（モノ）だけでなく、それが生み出す様々な価値（コト）を提案し続けています。

モルテン 医療・福祉機器事業 公式サイト：<https://www.molten.co.jp/health/>

■ **株式会社モルテン 会社概要**

競技用ボールと自動車部品の製造・販売に始まり、内部の空気圧を調整する「中空体技術」と、ゴム・樹脂などの高分子素材を扱う「高分子化学」の2つのコア技術を活用して事業を拡大してきました。

現在では、競技用ボールをはじめとするスポーツ用品事業や自動車部品事業のほか、医療・福祉機器事業では、製品開発と学術研究の両面から社会貢献を担い、マリン・産業用品事業では、浮桟橋や橋梁用ゴム支承のほか社会基盤を構成する要素を製造・販売するなど、様々な分野で可能性を追究し続けています。

所在地：広島県広島市西区観音新町四丁目 10-97-21

設立：1958年11月1日

代表者：代表取締役社長 最高経営責任者 民秋清史

資本金：3億1,614万円

従業員：674人（単体）、3,100人（海外を含むグループ全体）（2025年9月時点）

社名由来：molten とは melt の過去分詞で、“溶解する、鑄造する”という意味に加えて、“古いものから新しいものに脱皮する”という意味を持っています。

URL：<https://www.molten.co.jp/>

お問い合わせ先

株式会社モルテン 広報室

〒733-0036 広島市西区観音新町四丁目10-97-21

E-Mail：molten_pr@molten.co.jp