

2021年6月

お取引先 各位

molten
From the Inside Out

株式会社モルテン
健康用品事業本部

バディー新ラインナップ追加のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は大変お世話になっております。
さて、弊社の垂直型手すり『バディー』につきまして、下記の通り新たなラインナップを追加することとなりましたので、ご案内申し上げます。

敬具

— 記 —

部屋の角や壁ぎわにバディーを設置する際に、少しでも壁に寄せたいというご要望にお応えして、2種類の新仕様をラインナップに追加します。

● I 型ストッパー 2ヶ仕様

品番：MNTCMISW
価格：50,600 円（税込み）

壁ぎわにぴったり付けられます。



※必ず壁（端）にぴったり付けて使用してください。



●コーナーストッパー仕様

品番：MNTCMCRS
価格：50,600 円（税込み）

部屋の角にぴったり付けられます。




※部屋の角（隅）以外には使えません。
※バディー専用オプションの各種サイドバーを取り付けての使用はできません。



<組み合わせでの設置例>

複数本連結する場合でも、部屋の壁ぎわや角（隅）にぴったりと付けられます。

※コーナー仕様とI型2ヶ仕様での組み合わせに限りません。



2021年7月5日 出荷分からの実施を予定しております。

以上

株式会社 **モルテン**
健康用品事業本部
www.molten.co.jp/health

東京：03-3625-8510 名古屋：052-559-1991
札幌：011-261-7227 大阪：06-6773-0425
仙台：022-390-5131 広島：082-842-6094
埼玉：048-652-6530 福岡：092-441-0216

From the Inside Out

内から外へと広がる豊かな人生と、
健康で安心して暮らせる社会のために

ISO9001 認証取得

ISO13485 認証取得
※床ずれ防止マットレス・体動センサの設計、
製造および付帯サービスにて取得