



車いす生活者の人が車いす以外に必要なモノ

安全で楽な姿勢保持のために

シー波斯 エレフ

左右の姿勢の崩れを防ぐためのクッション



姿勢が崩れた状態



シー波斯エレフで姿勢を改善


床ずれ対策のために

パワークッション

椅子や車いすに長時間座っている人のために「体圧分散性」「自動体圧調整」「除圧」の3要素で、おしりの痛みによる姿勢の崩れや「床ずれ」の不安を軽減する車いす用クッション



内部構造



車いす関連用品 (Wheeliy専用)

テーブル



品番: MWHE-A05
サイズ: 幅60.5cm×奥行56.0cm
中心部奥行: 33.0cm
重量: 1.6kg 耐荷重: 10kg

転倒防止バー



品番: MWHE-A30
サイズ: 長さ29cm
重量: 580g (1台分)

酸素ボンベ架台 (Φ100用)



品番: MWHE-A20
サイズ: 内径11cm、
ボンベ収納部高さ25cm
重量: 1.5kg

ガートル棒



品番: MWHE-A01
サイズ: ガートル棒長さ110cm
耐荷重: 2kg

