

さまざまな身体状況の人に
安全で楽な姿勢保持がしやすいモデル

病院・施設専用 車いす

Wheeli[®]

機能アップ

ウィーリィ SEタイプ



対象者

歩行機能が低下した人
座位姿勢の崩れや下肢の伸展や屈曲がある人

左右の姿勢の崩れを防ぎ、安定した座位を保持

左右の姿勢の崩れを防ぐためのクッションを標準装備しています。クッションは簡単に取り付け・取り外しをすることができます。



背中・骨盤・身体側面を支える
姿勢保持用のクッション



身体に合わせて簡単に調整可能



クッションなし



クッションあり

左右の姿勢の崩れを低減することで、安全で安楽な姿勢を保持します

フットレストの角度と長さを調整可能

左右それぞれのフットレストの角度と長さを調節することができます。フットレストはスイングアウトや取り外しも可能です。



フットレストの角度調整



フットレストの長さ調整



必要に応じてフットレストのスイングアウトや取り外しができます



ウィーリィの「座り心地」「移乗のしやすさ」「メンテナンス性」はそのまま！



体圧分散性を向上
クッションSoft



滑り特性を向上
トランスファーボード



ノーパンクタイヤ



清拭しやすいホイール



防水性クッション

