

Wheeliy powerdrive

ウィーリイ パワードライブ

介護保険福祉用具貸与品：車いす

障がい者総合支援・補装具



PAT.

対象者

- 長い距離を歩くのが難しい人
- 歩くのに一部介助が必要な人
- 病気や事故、障がいで歩けない人

外に出たくなる素敵な『デザイン』

こだわりのデザインで、内にもらず外に出ようという気持ちを後押しします。人に見てもらいたくなるような、素敵なクルマイスです。



ドライブユニットも
すっきり収まった
シンプルなデザイン



進みにくい道や上り坂も“らくらく”走行できる『電動アシスト』

手元リモコンでパワードライブを“オン”にしてこぎ出すと、自動的にドライブユニットが作動して走行をアシストします。



- 手元リモコンでドライブのON/OFFや強さ（3段階）の設定ができます。
- 着座していないときや駐車ブレーキをかけているときは自動的にアシスト停止状態になります。
- ※ 電源をOFFにすると、通常の車いすになります。
- コンパクトに折りたたむことができます。



<ウィーリイ パワードライブ仕様>

- ダークグレー 品番：MWHEPDGY22、TAISコード：00054-000455
- ホワイト 品番：MWHEPDWY22、TAISコード：00054-000456

キャストサイズ：5in、タイヤサイズ：24in、前座高：45cm、後座高：40cm、シート幅：40cm
シート奥行：43cm、アームサポート高：27cm、バックサポート高：40cm、フット長：33cm～
全長：80cm、全高：85cm、全幅：59cm、折りたたみ幅：38cm、重量：19.8kg
最大使用者体重：100kg、サポートカラー：イエロー、バッテリー：リチウムイオン
駆動方式：後輪直接駆動、駆動モーター：DC18V30W×2、パワードライブ走行距離：10km/1充電

※ 標準装備品 ・トランスファーボード ・転倒防止バー

価格：428,000 円（非課税）

オプション 介助ブレーキ

品番：MWHE-B170



押す人が手元で操作するためのブレーキです。

価格：13,200 円（税抜価格 12,000 円）

◇ オーダーメイドのご要望にも対応しております。別途お問い合わせください。

