

車いす外出時の介護者の負担を軽減する
据置式電動コンパクトリフト

REACH リーチ

介護保険福祉用具貸与品：移動用リフト

障がい者総合支援・日常生活用具

対象者 車いすで外出する人



玄関の段差解消の一般的な方法 スロープの問題・課題

介護者の負担



棚などにぶつけないよう
慎重な取り回しが必要




車いすを押して上げる
のに力がある



重いスロープを何度も
出し入れするのがストレス

設置環境




スロープを置くと
急こう配になる場合がある



スロープが置けない玄関
がある（L字の導線）

解決！


『リーチ』が車いす外出時の介護者の負担を軽減



フラットな面なので
車いすを簡単に乗せられる



車いすに乗ったまま
電動で上げ下げできる



一度設置すれば出し入れ不要
家族の出入りの邪魔にならない



高さ40cmまでのあがりかまちに
対応可能

専用リモコンで簡単操作

本体に接続された（有線）リモコンと、離れたところから操作できるワイヤレス（無線）リモコンの2種類を標準装備しています



リモコン

ワイヤレスリモコン

さまざまな玄関に設置できるコンパクトサイズ

車いす約1台分のスペースがあれば設置できます

※全長108×全幅90cm
（テーブル：長さ91×幅90cm）



タイプ	品番	TAISコード	サイズ(cm)			電動ユニットサイズ(cm)			重量(kg)	素材	電力	価格		
			全長	全幅	長さ	幅	高さ	長さ					幅	高さ
レギュラー	MREAD	00054-000277	108	90	91	90	4~40 (無段階)	37	13	68	52	スチール	AC100V 50/60Hz 120W	309,760円 (税抜価格281,600円)

※最大耐荷重（保持）：150kg 最大上昇荷重：120kg



ISO9001 認証取得
ISO13485 認証取得
※床ずれ防止マットレス・体動センサの設計、製造および付帯サービスにて取得