

マットレスカバーへの汚れと臭いの染み込みを防ぐ
マットレス用保護カバー

MATTRESS PROTECTIVE COVER

マットレス保護カバー



※ ステージアへの取り付け例

実用新案登録済

1. 汚れと臭いの対策

ガスを透過しにくい素材を使用し、マットレスへの汚れや臭いの染み込みを防ぎます。

3. しわがでにくい素材

表面のすべり止め効果により、シーツのしわを対策します。

4. 簡単に取り付け可能

マットレス表面に粘着テープで簡単に貼り付けて固定することができます。

品番	サイズ (cm)		素材
	幅	長さ	
MPC	100	150	軟質樹脂

※ モルテン製の全てのマットレスに使用可能

2. マットレスの特性を維持できる構造

厚みが薄く伸びがあり、ハンモック現象による影響（突っ張りによる圧増加）を最小限に抑え、マットレスの体圧分散性能や除圧性能を活かすことができます。



両面テープ

