

「質感が選べる」標準マットレス

Tellsa

テルサ (通気・洗浄消毒タイプ)

介護保険福祉用具貸与品：特殊寝台付属品

対象者 自分で動ける人 ～ 一部介助が必要な人

PAT.



優れた体圧分散性能

従来の標準マットレスよりも厚さをもたせることで、体圧分散性能と質感が向上し、さまざまな利用者様とケアのニーズに対応することができます。




選べる質感



<リバーシブルによる選択>

身体をやさしくつつみ込む
【やわらか面】

寝返りのしやすい
【しっかり面】



<部分交換による選択>




端座位の安定性

マットレスの両サイドに、よりかためのウレタンフォームを埋め込むことで、端座位が安定し、安全な立ち上がりをサポートします。



長期間使える 高耐久素材と3分割構造

特殊なウレタンフォームと3分割構造により、一定期間使用后、インナーマットを部分交換することで、長期間使用による“へたり(凹)”を対策しています。



品番	TAISコード	マットサイズ (cm)			重量 (kg)	適合ベッドサイズ	
		幅	長さ	厚さ		幅	長さ
MTLSV1283	00054-000208	83	191	12	6.8	83cm程度	レギュラー
MTLSV1291	00054-000209	91	191	12	7.3	91cm程度	レギュラー

<素材>

- マット部：高耐久ポリウレタンフォーム
- カバー：ポリエステル

