

清拭・消毒で“衛生的に使える”
ポジショニングクッション







Molent clean

ミント クリーン



さまざまな形状でポジショニング

ミントクリーンは、現場でニーズの高い3タイプ。さまざまな形状で扱いやすいポジショニングクッションです。

Cタイプ		<p>カーブ形状が、 ひざなど可動する部位にフィットし、 安定した姿勢を保ちます。</p>	<p>30度側臥位での 下肢の保持</p> 	<p>車いす 座位時での 上体の保持</p> 
Eタイプ		<p>広い面で背部の肩甲骨周りにフィットし、 両端のサポート部が左右への傾きを抑え、 安定した姿勢を保ちます。</p>	<p>仰臥位での背部と下肢の保持</p> 	
Fタイプ		<p>体に添う波型形状が、 下肢にフィットし、 安定した姿勢を保ちます。</p>		

やわらかさと適度な反発力

内部は清拭・消毒可能で、衛生的

クッション材のポリウレタンフォームは、やわらかさと適度な反発力があり、姿勢を保つのに適しています。

表面は取り外しできる外カバー、内部のクッション材は防水のインナーバッグに包まれています。

汚れた時は、外カバーのみ洗浄し、インナーバッグはアルコールなどで「清拭・消毒」ができます。洗浄による劣化を抑えられるため、衛生的に長く使えます。



タイプ	品番	サイズ (cm)			重量 (kg)	価格
		幅	長さ	厚さ		
Cタイプ	MINTCC	80	50	18	0.8	オープン価格
Eタイプ	MINTCE	80	80	20	1.4	
Fタイプ	MINTCF	66	66	8	0.8	

【ポジショニング関連部品 (ミントクリーン専用)】

- 外カバー単体：Cタイプ=MINTCCCV
Eタイプ=MINTCECV
Fタイプ=MINTCFCV

<素材>

- クッション材：ポリウレタン
- 中メッシュ：ポリエステル
- インナーバッグ：ポリウレタン
- 外カバー：ポリエステル+綿

