

清拭・消毒で“衛生的に使える”
ポジショニングクッション

Peach clean

ピーチ クリーン

ラージタイプ



スリムタイプ



1. 内部は清拭・消毒可能で衛生的に長持ち

汚れた時は、表面の通気カバーのみ洗濯し、
インナーバッグはアルコールなどで「清拭・
消毒」ができます

洗濯による劣化を抑えられるため、衛生的
に長くお使いいただけます

「ウレタンフォームや繊維系のクッション」
と異なり、長時間体重がかかっても変形や
へたりが少ないので長く使えます



内部は防水なので
清拭・消毒可能

2. やさしい触感のポジショニングクッション

「かたいビーズのクッション」と異なりやわらかく、また「ウレタ
ンフォームや繊維系のクッション」と異なり“もち・もち”感
(やわらかさ+適度な反発力)があり、利用者様のいろいろな姿勢
にフィットする「体圧分散式のクッション」です



もち・もち
もち：やわらかさ（体圧分散）
もち：適度な反発力

ベッド上でのポジショニングケア例

30度側臥位



90度側臥位



拘縮の人の仰臥位



口腔ケア／食事介助時のセミファウラー位



ファウラー位



タイプ	品番	サイズ(cm)	重量(kg)
ラージ	MPHCL	53×33	1.20
スリム	MPHCSL	70×28	1.20
ノーマル	MPHCM	41×31	0.75
ワイド	MPHCX	63×43	1.90

【オプション】

- 外カバー単体：ラージ=MPHCLCVA、スリム=MPHCSLCVA
ノーマル=MPHCMCVA、ワイド=MPHCXCVA

＜素材＞

- クッションビーズ：ポリエチレン ●中メッシュ：ポリエステル
- インナーバッグ：ウレタンフィルム ●外カバー：ポリエステル+綿

