

さまざまな用途に対応するポジショニングピロー

Peach

ピーチ




1. さまざまな用途に対応

● やさしい触感のまくら

「かたいビーズまくら」と異なりやわらかく、また「繊維系のまくら」とも異なり“もち・もち”感（やわらかさ+適度な反発力）があり、頭の形にフィットする「体圧分散式のまくら」です。

● 安楽な体位変換や姿勢保持に適したクッション

「かたいビーズまくら」と異なりやわらかく、また「ウレタンフォームや繊維系のクッション」と異なり“もち・もち”感（やわらかさ+適度な反発力）があり、利用者様のいろいろな姿勢にフィットする「体圧分散式のクッション」です。



3. 快適で衛生的

● 耳障りな音がなく快適

「かたいビーズまくら」と異なり、頭を動かしたり、寝返りした際に、ガサガサという異音がしないため快適に使えます。

● むれにくい【超通気性】と熱ごもりのしにくさ

「ウレタンフォームやスポンジビーズのまくらやクッション」と異なり、体重がかかってもクッションビーズの通気空間があるため「むれ」にくく、さらに蓄熱しにくい素材のため熱がこもりにくく、快適に使えます。

● 洗浄・水切り・乾燥時間の速さ【丸洗い可能】

「ウレタンフォームや繊維系のまくらやクッション」と異なり、洗浄・水切り・乾燥が圧倒的に速くなりました。

2. 優れた耐久性

● へたりにくく長持ち

「ウレタンフォームや繊維系のまくらやクッション」と異なり、長時間体重がかかっても変形やへたりが少ないので長く使えます。

● 洗濯しても形が崩れにくく長持ち

「ウレタンフォームのまくらやクッション」と異なり、繰り返し洗濯しても中身が変形しにくいいため長く使えます。

ベッド上でのポジショニングケア例

30度側臥位



ファウラー位



90度側臥位



口腔ケア／食事介助時の セミファウラー位



拘縮の人の仰臥位



タイプ	品番	サイズ (cm)	重量 (kg)	価格
ラージ（病院基準まくらサイズよりも少し大きめ）	MPHL	53×33	1.7	8,954円（税抜価格 8,140円）
スリム	MPHSL	70×28	1.5	8,954円（税抜価格 8,140円）
ノーマル（病院基準まくらサイズ）	MPHM	41×31	1.2	5,566円（税抜価格 5,060円）
ワイド（ホテル一般まくらサイズ）	MPHX	63×43	2.4	12,342円（税抜価格 11,220円）

<素材> ●クッションビーズ：オレフィン系エラストマー
●中メッシュ：ポリエステル ●外カバー：ポリエステル

【オプション】

● 外カバー単体

ラージ	: MPHLCV	2,904円	（税抜価格 2,640円）
スリム	: MPHSLCV	2,904円	（税抜価格 2,640円）
ノーマル	: MPHMCV	1,936円	（税抜価格 1,760円）
ワイド	: MPHXCVC	4,840円	（税抜価格 4,400円）

● オプションカバー

※ 外カバーにかぶせる専用カバー（ピローケース）

ラージ	: MPHOPPL	1,331円	（税抜価格 1,210円）
スリム	: MPHOPSL	1,331円	（税抜価格 1,210円）
ノーマル	: MPHOPM	1,210円	（税抜価格 1,100円）
ワイド	: MPHOPX	1,936円	（税抜価格 1,760円）

ISO9001 認証取得
ISO13485 認証取得
※床ずれ防止マットレス・体動センサの
設計、製造および付帯サービスにて取得



医療・福祉機器 総合メーカー

株式会社 **モルテン**

健康用品事業本部 www.molten.co.jp/health

札幌／仙台／さいたま／東京／名古屋／大阪／広島／福岡