


吸水拡散・体圧分散式マルチパッド


Posipad

ポジパッド



1. 丸める・たたむ・広げる マルチな用途で使える体圧分散性パッド


ポジパッドは、丸める・たたむ・広げることで、自由に形をつくるができます
そのため、クッションでは埋めにくい小さなすき間を埋めることで、体圧分散性を向上し、楽な姿勢がつけれます
腕や足が重なる部分には緩衝材としてはさむことで、体がこすれ合うことを防ぎ、局所にかかる体圧を分散できます



2. やさしい質感と吸水拡散性で表面サラサラ

ポジパッドのインナークッションはやわらかく、また表面はサラサラで摩擦が少ないため、やさしい質感を実現しています

さらに、抜群の吸水拡散性を持つため、まくらと首の間の隙間を埋めたり、背中に敷いたりすることでむれを軽減し、快適性を向上します



3. 内部は清拭・消毒可能で衛生的に長持ち

汚れた時は、表面の通気カバーのみ洗濯し、インナーバッグはアルコールなどで「清拭・消毒」ができます

洗濯による劣化を抑えられるため、衛生的に長くお使いいただけます



吸水拡散・体圧分散式マルチパッドの用途



推奨：フェイスタオルサイズ

体とクッションの
すき間を埋める



推奨：バスタオルサイズ

腕や足が
重なる部分にはさむ



推奨：バスタオルサイズ

足首とマットレスの
すき間を埋める



推奨：バスタオルサイズ

円背の人の背中
のすき間を埋める



推奨：フェイスタオルサイズ

首とまくらの
すき間を埋める



推奨：バスタオルサイズ

車いす座位時の背中と両脇
のすき間を埋める

カラー	タイプ	品番	サイズ(cm)			価格
			幅	長さ	厚さ	
ピンク (リース専用※)	バスタオルサイズ	MPTWB-Z	50	120	1	11,616円 (税抜価格10,560円)
	フェイスタオルサイズ	MPTWF-Z	30	80		7,260円 (税抜価格6,600円)
ブルー (販売専用)	バスタオルサイズ	MPTWB	50	120		11,616円 (税抜価格10,560円)
	フェイスタオルサイズ	MPTWF	30	80		7,260円 (税抜価格6,600円)

※ 個人のお客様へのリース契約は承っておりません。

<素材>

- インナークッション：ウレタンフォーム
- インナーバッグ：ポリウレタン
- 外カバー：ポリエステル+ナイロン

ISO9001 認証取得
ISO13485 認証取得
※床ずれ防止マットレス・体動センサの
設計、製造および付帯サービスにて取得



医療・福祉機器 総合メーカー

株式会社 モルテン

健康用品事業本部

www.molten.co.jp/health

札幌／仙台／さいたま／東京／名古屋／大阪／広島／福岡