

安楽な姿勢作りのためのポジショニングケア専用グローブ

# Positioning Glove

## ポジショニンググローブ



**対象者** 自分で姿勢の調整ができない人

### 1. 身体にかかる苦しい圧の対策

腕にはめて利用者様の身体の下に差し込むだけで、身体にかかる**苦しい圧（圧迫力・ずれ力）**を除くことができます。

### 3. 快適なポジショニングケアが行える仕様

内側はグローブが外れないように滑りにくく、外側は差し込みやすいように滑りやすい素材を使用しています。

### 2. 汚染に直接触れず衛生的

失禁などの汚染に直接手や腕が触れることがないので**衛生的に**ケアを行えます。

品番	サイズ (cm)		素材	価格
	幅	長さ		
MPG	22	55	ナイロン	3,025円 (税抜価格2,750円)

※ 2枚入り

ベッド上で身体を移動する際の負担を軽減する移動用シート

# Sliding Sheet

## スライディングシート



**対象者** 自分で身体を動かせない人

### 1. 少しの力で簡単に身体の移動が可能

- 利用者様の身体の下にシートを敷いて滑らせることで、少しの力で簡単に身体の移動ができます。
- 無理に動かすことがないので、利用者様の身体にかかる**苦しい圧（圧迫力・ずれ力）**を軽減し、ケア時の体力的負担も減らすことができます。

### 2. 使いやすさへの配慮

- 滑りやすい素材のシートで、誰でも簡単に身体の移動や体位変換をさせることができます。
- 一度身体の下に敷きこめば、上下左右どの方向にも身体を移動させることができます。
- 二つ折りにしやすいように片端を縫い合せているので、2枚重ねや敷き込みなどの取り扱いが楽にできます。

品番	全体サイズ／広げた状態 (cm)		使用時サイズ／二つ折り状態 (cm)		素材	価格
	幅	長さ	幅	長さ		
MSS	135	158	68	158	ナイロン	4,840円 (税抜価格4,400円)

