

左右の姿勢の崩れを防ぐための車いす用クッション

SEAIPOS ELEF

シーポス エレフ



介護保険福祉用具貸与品：車いす付属品


障がい者総合支援

対象者

車いすや座位の姿勢で長時間過ごし、上半身の姿勢崩れがある人
車いすと体型が合わない人（座幅・奥行など）

1. 姿勢の崩れを防ぎ、安定した快適な座位を保持

5分割構造のクッション材が背中・骨盤・身体側面をサポートし、座位姿勢の崩れを低減します。



センタークッション(背部)

- ・背中をサポート
- ・体幹の傾き防止
- ・車いす奥行との調整

センタークッション(腰部)

- ・骨盤をサポート
- ・骨盤の後傾防止

サイドクッション(取り外し可能)

- ・身体側面をサポート
- ・車いす座幅との調整

2. 簡単取り付け

カバー裏面の取り付けベルトにより、車いすバックレスト（背もたれ）に簡単に取り付けることができます。また、カバー裏面は滑り止め加工を施し、クッション自体が移動するのを防ぎます。



姿勢が崩れた状態



シーポスエレフで姿勢を改善

3. むれ対策

表面に通気孔を設けた立体構造カバーは通気性に優れ、むれを対策します。取り外して洗濯することもできます。

カラー	品番	TAISコード	サイズ (cm)			重量 (kg)	価格
			幅	長さ	厚さ		
ブルー	MSPEBL	00054-000036	42	30	10	0.7	20,328円 (税抜価格18,480円)
オレンジ	MSPEOR						

<素材> ●クッション部：ウレタンスティック ●クッション表皮：ウレタンフィルム ●カバー表面：ポリエステル ●カバー裏面：アクリル（滑り止め加工）

関連製品 ～ 車いす用クッション ～

「体圧調整」と「除圧」を自動で行うことで、長時間座位時のおしりの痛みや床ずれの不安を軽減する車いす用クッション

Power Cushion
パワークッション



体圧分散性能 自動体圧調整 除圧性能

ノーマルタイプ

圧迫力・ずれ力・むれを対策した快適で安全な車いす用クッション

SEAIPOS
シーポス



体圧分散性能

