

体位変換器としても使える
高耐久・マルチ用途・体圧分散式クッション

Therory

セロリ


介護保険福祉用具貸与品：体位変換器

対象者 自分で姿勢の調整ができない人

意匠登録済

1. 力を必要とせず簡単に体位変換

体位変換時の介護負担を軽減するために最適な形状になっているので持ち手を引っ張るだけの動作で、力を必要とせず簡単に体位変換ができます。



外カバー取り付け状態



3. 体にやさしく、むれにくい、特殊なクッションビーズ

特殊なクッションビーズ素材を使用し、心地よい触感で適度な体圧分散性があります。また、体重がかかり中身がつぶされても通気空間があるため、むれにくくなっています。



インナークッション




2. 体位変換後も安楽な姿勢を保持

体位変換した姿勢をそのまま保持するために使用することもできます。特に30度側臥位に適した形状で、安楽な姿勢を保持できます。



4. 耐久性に優れ、丸洗いも可能

長時間体重がかかるような使い方でも、変形やへたりがなく、長く使えます。また、汚れた時には家庭用洗濯機で丸洗いできるので、いつも衛生的に使えます。



タイプ	品番	TAISコード	サイズ (cm)	重量 (kg)	価格
Aタイプ (まくら型)	MTYA	00054-000112	68×32	2.4	19,360円 (税抜価格17,600円)
Bタイプ (スネーク型)	MTYB	00054-000113	141×23	3.1	27,830円 (税抜価格25,300円)

【オプション】

- オプションカバー ※アウターカバーにかぶせる専用カバー
Aタイプ：MTYOPA 1,694円 (税抜価格1,540円)
Bタイプ：MTYOPB 2,662円 (税抜価格2,420円)

<素材> ●クッションビーズ：オレフィン系エラストマー ●中メッシュ：ポリエステル ●アウターカバー：ポリエステル

