

長い距離を歩こう！ 手すり連結の組み合わせ <垂直型手すり>

複数本の手すりをクロスバーで連結することで、利用者様の生活に最適な導線を作ることができます




垂直型手すり
【バディー】

天井と床で突っ張らせて固定するので、
単体での使用のほか、複数本を連結しても
抜群の安定感を発揮します

クロスバー
(長さ6種類)

- 40cm 
- 60cm 
- 90cm 
- 1.2m 
- 1.6m 
- 2.0m 

固定式と跳ね上げ式があります




部屋の中での歩行
(壁際に設置)



ベッドやソファからの
立ち上がり～歩行




廊下での歩行
(3本以上の連結)



部屋の中での歩行
(部屋の角に設置)



角度をつけた設置のポイント




別売りのブラケットを使うと、
クロスバーが段違いにならずに角度をつけた設置ができます



長い距離を歩こう！ 手すり連結の組み合わせ <床置き型 + 垂直型>

複数本の手すりをクロスバーで連結することで、利用者様の生活に最適な導線を作ることができます




連結例



天井と床で突っ張らせて固定する垂直型手すり【バディー】との連結により、抜群の安定感を発揮します

ベッドやソファからの
立ち上がり～歩行



【ルーツ】

【バディー】



廊下や部屋の中
での歩行




【ルーツ】

【バディー】



玄関あがりかまちでの
昇降～歩行



【ルーツ】

【バディー】



設置のポイント

ルーツもバディーも
複数本の連結が可能です

※安全上、使用できない組み合わせがあります

