

小さな段差によるつまずき防止や、
車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ

インタースロープ

介護保険福祉用具貸与品：スロープ

障がい者総合支援・日常生活用具

対象者

小さな段差でのつまずきを防止したい人
車いすの人

PAT.

寝室 リビング 廊下 洗面所 脱衣所 トイレ 玄関 屋外

1. 安全・安心への配慮


ずれにくい素材

ずれにくい特殊なエラストマー素材により、
置くだけで（固定不要）安全に使用できます。



滑りにくい表面形状

滑りにくい表面形状により、靴下や靴で歩い
ても安心して使用できます。




つまずきにくい形状

先端部分および両端は段差が小さく、滑らかな
形状のため、すり足でもつまずきにくく、
車いすや歩行器でも楽に走行できます。



2. いろいろな環境での使用

耐久性の高い特殊なエラストマー素材により、屋内から屋外まで広範囲
に使用できます。



敷居の段差



玄関(あがりかまち)の段差



玄関先や庭先の段差

タイプ			76cm 幅				111cm 幅				素材
高さ (cm)	奥行 (cm)	角度	品番	TAIS コード	重量 (kg)	価 格	品番	TAIS コード	重量 (kg)	価 格	
1.0	3	14	MSRP1076	00054-000173	0.10	4,235円 (税抜価格 3,850円)	MSRP10111	00054-000192	0.20	6,050円 (税抜価格 5,500円)	特殊 エラストマー
1.5	5		MSRP1576	00054-000174	0.25	4,477円 (税抜価格 4,070円)	MSRP15111	00054-000193	0.50	6,655円 (税抜価格 6,050円)	
2.0	7		MSRP2076	00054-000175	0.39	4,719円 (税抜価格 4,290円)	MSRP20111	00054-000194	0.80	7,260円 (税抜価格 6,600円)	
2.5	9		MSRP2576	00054-000176	0.56	5,324円 (税抜価格 4,840円)	MSRP25111	00054-000195	1.00	8,470円 (税抜価格 7,700円)	
3.0	11		MSRP3076	00054-000177	0.75	6,171円 (税抜価格 5,610円)	MSRP30111	00054-000196	1.70	9,680円 (税抜価格 8,800円)	
3.5	13		MSRP3576	00054-000178	1.00	7,381円 (税抜価格 6,710円)	MSRP35111	00054-000197	2.50	10,890円 (税抜価格 9,900円)	
4.0	15		MSRP4076	00054-000179	1.10	8,228円 (税抜価格 7,480円)	MSRP40111	00054-000198	2.10	13,310円 (税抜価格12,100円)	
4.5	17		MSRP4576	00054-000180	2.10	9,438円 (税抜価格 8,580円)	MSRP45111	00054-000199	3.20	16,940円 (税抜価格15,400円)	
5.0	19		MSRP5076	00054-000181	2.90	11,374円 (税抜価格10,340円)	MSRP50111	00054-000200	4.40	19,360円 (税抜価格17,600円)	
5.5	21		MSRP5576	00054-000182	2.60	15,972円 (税抜価格14,520円)	MSRP55111	00054-000201	3.90	24,200円 (税抜価格22,000円)	
6.0	23		MSRP6076	00054-000183	3.70	18,634円 (税抜価格16,940円)	MSRP60111	00054-000202	5.50	26,620円 (税抜価格24,200円)	
6.5	25		MSRP6576	00054-000184	4.70	21,175円 (税抜価格19,250円)	—	—	—	—	