

さまざまな玄関での段差を解消する据え置き型コンパクトリフト

屋内専用

REACH

リーチ <足踏み式>

スモールタイプ/ショートタイプ/ロングタイプ

介護保険福祉用具貸与品：移動用リフト

障がい者総合支援・日常生活用具

対象者 車いすで外出される人



スモールタイプ



ショート/ロングタイプ

PAT.

狭いスペースにも設置できる
『コンパクトサイズ』


車いす約1台分のスペースがあれば設置できるので、スロープが置けない玄関でも車いすを持ち上げずに段差解消ができます。

リモコン操作で
“らくらく” 段差解消

軽い力でペダルを踏むだけで、車いすに乗った利用者様を必要な高さまで上げることができます。下げるときはロック解除レバーを引くだけの簡単操作です。

車いす約1台分のコンパクトサイズ

高さ40cmまでのあがりかまちに対応可能



手すりを持つとペダル操作がより楽に

操作はペダルを踏むだけ




手すり

保護カバー

フットポンプ本体に固定せずに設置することも可能

共通オプション



保護カバー側面用



ペダルプレート



延長ホース1.0m

タイプ	品番	TAIS コード	サイズ(cm)		テーブルサイズ (cm) ※スロープ部を除く			フットポンプ サイズ(cm)		手すり部高さ (cm)	重量 (kg)	素材	価格
			全長	全幅	長さ	幅	高さ	長さ	幅				
スモール	MREALTS	00054-000213	96.5	100	91	76	8~40 (無段階)	36	21	手すりなし	56	スチール	261,360円 (税抜価格237,600円)
ショート	MREALT	00054-000170	110	100/107/114 (3段階調整)		76/83/90 (3段階調整)				テーブル高さ +70/75/80 (3段階調整)	62		285,560円 (税抜価格259,600円)
ロング	MREALTL	00054-000171	125								65		297,660円 (税抜価格270,600円)

※最大耐荷重 (保持) : 150kg 最大上昇荷重: 100kg

【オプション】 ●保護カバー : MREAPCVF 6,050円 (税抜価格5,500円)
●ペダルプレート : MREAPPP 2,420円 (税抜価格2,200円)

●保護カバー側面用: MREAPCVS 6,050円 (税抜価格5,500円)
●延長ホース1.0m : MREAXH 9,680円 (税抜価格8,800円)

