

自立するコンパクトベースにより足がぶつからず歩きやすい3点杖

RELIEF

リリース Bタイプ

介護保険福祉用具貸与品・特定福祉用具販売品：歩行補助つえ

障がい者総合支援・日常生活用具

対象者 「歩行」「立位保持」に不安がある人



1. 足がぶつからず歩きやすい、自立するコンパクトベースの3点杖

杖の脚部がコンパクトなので足との間隔が広く、ぶつからずに安心して歩けます。


リリースB

杖脚部と足の間隔が広いのでぶつからない



一般的な4点杖

杖脚部と足の間隔が狭いのでぶつかる



3. 確実に地面をとらえるフレックス構造

脚部のフレックス構造が常に3点で接地するので、確実に地面をとらえることができます。



2. 軽くて使いやすいマグネシウム合金製

素材にマグネシウム合金を使用することで、軽さと使いやすさを実現しています。長い距離を歩いても疲れにくく、体に負担がかかりません。



4. 工具不要の高さ調整

工具不要で簡単に1cm単位での高さ調整ができます。



種類	身長を目安(cm)	品番	TAISコード	サイズ(cm)			重量(g)	素材	価格
				全高	全長	全幅			
S	120~154	MRLFBS	00054-000410	62~77	8.3	9	415	●本体：マグネシウム合金 ●グリップ・杖先ゴム：エラストマー	19,800円（非課税）
M	140~174	MRLFBM	00054-000411	72~87	8.3	9	445		

