

置くだけで生活動作を広げる床置き型手すり

Roots entrance

ルーツ エントランス

介護保険福祉用具貸与品：手すり

障がい者総合支援・日常生活用具


対象者 玄関まわりでの「歩行」「段差の昇降」「立つ・座る」に不安のある人

玄関 屋外 (屋外移動支援／屋内移動支援)

PAT.

1. 安心の安定構造

使用時の“グラつき”や“ガチャガチャ音”がない設計で、いつも安心して使えます。



2. 優しく、スムーズな握り心地


手すり部は金属パイプのようなひんやり感がなく、温かみがあり手になじむ触感です。



3. 屋外でも使える抜群の耐久性

紫外線、熱、水、風、砂ほこりなど屋外の過酷な環境でも使用できます。ベース部は水に濡れても滑りにくい特殊な表面加工を施しています。

●過酷な環境でも使用可能



設置例

玄関まわりで手すりが必要な場所やサポートしたい動作に合わせたレイアウトができます



【屋内移動支援】

【屋外移動支援】

タイプ		片手すり仕様	両手すり仕様
品番		MNTPOE	MNTPOE2
TAISコード		00054-000432	00054-000433
サイズ (cm)	ベースプレート	幅105×奥行50	
	手すり部	奥行34×高さ75／80／85(3段階高さ調整) トップグリップ(楕円):4.0×3.1、ミドルグリップ(楕円):3.1×2.8	
	連結手すり	直径3.5、長さ60／90／120(3段階長さ調整)	
重量(kg)		38.1	47.7
素材		ベースプレート:スチール、手すり部:スチール+樹脂	
価格		199,650円 (税抜価格181,500円)	296,450円 (税抜価格269,500円)

開発・製造
販売

医療・福祉機器 総合メーカー

株式会社 **モルテン**

健康用品事業本部

www.molten.co.jp/health

札幌／仙台／さいたま／東京／名古屋／大阪／広島／福岡



ISO9001 認証取得

ISO13485 認証取得

※床ずれ防止マットレス・体動センサの設計、製造および付帯サービスにて取得