

置くだけで生活動作を広げる床置き型手すり

Roots entrance

ルーツ エントランス


介護保険福祉用具貸与品：手すり

障がい者総合支援・日常生活用具

対象者 玄関まわりでの「歩行」「段差の昇降」「立つ・座る」に不安のある人

玄関 屋外 (屋外移動支援/屋内移動支援)

PAT.




片手すり仕様

両手すり仕様



1. 安心の安定構造

使用時の“グラつき”や“ガチャガチャ音”がない設計で、いつも安心して使えます。



2. 優しく、スムーズな握り心地

手すり部は金属パイプのようなひんやり感がなく、温かみがあり手になじむ触感です。



●段差がなくスムーズに手を沿わせることが可能

3. 屋外でも使える抜群の耐久性

紫外線、熱、水、風、砂ほこりなど屋外の過酷な環境でも使用できます。ベース部は水に濡れても滑りにくい特殊な表面加工を施しています。

●過酷な環境でも使用可能




●濡れても滑りにくい加工



設置例

玄関まわりで手すりが必要な場所やサポートしたい動作に合わせたレイアウトができます



【屋内移動支援】

【屋外移動支援】

タイプ	片手すり仕様	両手すり仕様
品番	MNTPOE	MNTPOE2
TAISコード	00054-000432	00054-000433
サイズ (cm)	ベースプレート 幅105×奥行50	
	手すり部 奥行34×高さ75/80/85(3段階高さ調整) トップグリップ(楕円):4.0×3.1、ミドルグリップ(楕円):3.1×2.8	
	連結手すり 直径3.5、長さ60/90/120(3段階長さ調整)	
重量(kg)	38.1	47.7
素材	ベースプレート:スチール、手すり部:スチール+樹脂	
価格	199,650円 (税抜価格181,500円)	296,450円 (税抜価格269,500円)

花や観葉植物を飾るためのオプション品 (介護保険対象外)	
●ホルダー:	MNTCMM30 2,420円 (税抜価格2,200円)
●トレイS:	MNTCMM31 2,420円 (税抜価格2,200円)
●トレイL:	MNTCMM32 3,025円 (税抜価格2,750円)
●フック:	MNTCMM33 2,420円 (税抜価格2,200円)

