

置くだけで生活動作を広げる床置き型手すり

Roots

ルーツ HS

介護保険福祉用具貸与品：手すり

障がい者総合支援・日常生活用具

PAT.

対象者 「立つ・座る」「歩行」「立位保持」に不安のある人

寝室 リビング 廊下 洗面所 脱衣所 トイレ 玄関

1. 世の中になかった“優しさ”触感の探求

しっとり感 やわらかさ 温かさ

2. 安定性による安心感

3. 安全・安心設計

4. 簡単組み立て・高さ調整（工具不要）

サイドタイプ

離床、立つ・座るなどの様々な生活動作をサポート

どのようなベッドにも使用可能



MNTPMLBR

71,148 円 (税抜価格 64,680 円)



センタータイプ

立つ・座るなどの様々な生活動作をサポート



MNTPMSBR

62,315 円 (税抜価格 56,650 円)



コーナータイプ

ベッドや布団での離床、ポータブルトイレなどへの移乗をサポート

体を支えやすい手すり形状



MNTPMCRR

84,095 円 (税抜価格 76,450 円)



ロングタイプ

短い距離の歩行をサポート

手すり部はベースプレートの中央と端のどちらにでも取り付け可能



MNTPMLGBR

73,810 円 (税抜価格 67,100 円)



スモールタイプ

狭いスペースでの立つ・座るの動作をサポート
簡単に清掃でき常に衛生的

両手すり仕様



片手すり仕様



MNTPMT2
87,120 円
(税抜価格 79,200 円)

MNTPMT1
60,984 円
(税抜価格 55,440 円)



あがりかまちタイプ

玄関での立つ・座る、段差を昇る・降りるの動作をサポート

両手すり仕様









片手すり仕様









【H型】あがりかまち高さ：18~36cm
【L型】あがりかまち高さ：4~18cm

両手すり・片手すり・仕様によって品番・価格が異なります
詳しくは仕様・オプションパンフレットをご覧ください



タイプ	サイドタイプ	センタータイプ	コーナータイプ	ロングタイプ	スモールタイプ		
					両手すり仕様	片手すり仕様	
形状							
品番	MNTPLMBR	MNTPMSBR	MNTPMCRBR	MNTPMLGBR	MNTPMT2	MNTPMT1	
TAISコード	00054-000382	00054-000383	00054-000384	00054-000385	00054-000387	00054-000386	
サイズ (cm)	ベースプレート	幅50×長さ105	幅50×長さ60	幅50×長さ105	幅50×長さ105	幅46×長さ66	
	手すり部	幅33×高さ70/75/80 (3段階の高さ調整)	幅33×高さ70/75/80 (3段階の高さ調整)	幅34×奥行31×高さ70/75/80 (3段階の高さ調整)	幅81×高さ70/75/80 (3段階の高さ調整)	幅35×高さ60/65/70 (3段階の高さ調整)	
	手すり部直径	トップグリップ(楕円)：4.8×3.9、ミドルグリップ(楕円)：3.1×2.8				トップグリップ(平ら)：5.4×3.7 ミドルグリップ(楕円)：3.1×2.8	
重量(kg)	21.7	13.0	20.6	17.4	14.5	12.1	
素材	ベースプレート：スチール、外周プロテクター：特殊エラストマー 手すり部：スチール+樹脂、グリップ部：特殊エラストマー				ベースプレート：スチール、 ベースプロテクター：特殊エラストマー、 手すり部：スチール+樹脂、 グリップ部：特殊エラストマー		
価格	71,148円 (税抜価格64,680円)	62,315円 (税抜価格56,650円)	84,095円 (税抜価格76,450円)	73,810円 (税抜価格67,100円)	87,120円 (税抜価格79,200円)	60,984円 (税抜価格55,440円)	


タイプ	あがりかまちタイプ					
	高さH型		高さL型		高さH型(ステップ台付き)	
	両手すり仕様	片手すり仕様	両手すり仕様	片手すり仕様	両手すり仕様	片手すり仕様
形状						
品番	MNTPMKH2BR	MNTPMKH1BR	MNTPMKL2BR	MNTPMKL1BR	MNTPMKH2SBR	MNTPMKH1SBR
TAISコード	00054-000388	00054-000389	00054-000390	00054-000391	00054-000392	00054-000393
サイズ (cm)	ベースプレート	幅70×長さ60				
	手すり部	幅80×高さ78~85(1cm毎8段階の高さ調整)				
	手すり部直径	トップグリップ(楕円)：4.8×3.9、ミドルグリップ(楕円)：3.5×3.2				
重量(kg)	43.6	33.5	41.8	32.6	52.7	42.8
素材	ベースプレート：スチール、外周プロテクター：特殊エラストマー、手すり部：スチール+樹脂、グリップ部：特殊エラストマー					
価格	143,990円 (税抜価格130,900円)	101,640円 (税抜価格92,400円)	139,150円 (税抜価格126,500円)	99,220円 (税抜価格90,200円)	167,585円 (税抜価格152,350円)	124,630円 (税抜価格113,300円)

ルーツ HS 専用オプション

タイプ	ルーツ専用保護マット B (5枚入り)			ルーツ専用保護マット (5枚入り)		
	サイドタイプ用	センタータイプ用	コーナー・ロングタイプ用	サイドタイプ用	センタータイプ用	コーナー・ロングタイプ用
品番	MNTPLBR026	MNTPSBR016	MNTPCRBR016	MNTPLBR025	MNTPSBR015	MNTPCRBR015
TAISコード	00054-000446	00054-000447	00054-000448	00054-000371	00054-000372	00054-000373
素材	表面：ポリエステル繊維、裏面：アクリル樹脂			表面：ポリエステル繊維、裏面：アクリル樹脂		
価格	13,189円 (税抜価格11,990円)	9,438円 (税抜価格8,580円)	13,189円 (税抜価格11,990円)	13,189円 (税抜価格11,990円)	9,438円 (税抜価格8,580円)	13,189円 (税抜価格11,990円)

あがりかまちタイプ専用ステップ台

品番	MNTPKSBR	サイズ (cm)	幅50×奥行30× 高さ12/14/16/18 (4段階の高さ調整)	重量(kg)	9.5	価格	23,474円 (税抜価格21,340円)
TAISコード	00054-000369			素材	スチール		

開発・製造 販売元	医療・福祉機器 総合メーカー	健康用品事業本部	www.molten.co.jp/health		ISO9001 認証取得
	株式会社 モルテン	東京/札幌/仙台/さいたま/名古屋/大阪/広島/福岡			ISO13485 認証取得
				※床ずれ防止マットレス・体動センサの設計、製造および付帯サービスにて取得	