

生活動作支援「手すり」の 新たな付加価値

Roots kindgrip

ルーツ カインドグリップ

介護保険福祉用具貸与品：手すり

障がい者総合支援・日常生活用具

対象者 「立ち上がり/立位保持」「歩行」に不安のある人

PAT.P



従来の床置き型手すり（断面が丸い形状）の課題

- 手すりをしっかりと握ることができる人しか使えない
- 腕や手のひらを置いて体重をかけにくい



解決！

ルーツ カインドグリップ はさまざまな 立ち上がり・歩行動作 をより楽に・安全にします

1. 立ち上がり/立位保持時の初期の基本動作3パターン



2. 歩行時の初期の基本動作2パターン



タイプ	サイドタイプ	センタータイプ	ロングタイプ	コーナータイプ	スモールタイプ		
					両手すり仕様	片手すり仕様	
品番	MNTPLBRKG	MNTPSBRKG	MNTPLGBRKG	MNTPCRBRKG	MNTPT2KG	MNTPT1KG	
TAISコード	00054-000635	00054-000636	00054-000637	00054-000657	00054-000659	00054-000658	
サイズ (cm)	ベースプレート	幅50×長さ105	幅50×長さ60	幅50×長さ105	幅46×長さ66		
	手すり部	幅34×高さ70/75/80 (3段階の高さ調整)	幅34×高さ70/75/80 (3段階の高さ調整)	幅82×高さ70/75/80 (3段階の高さ調整)	幅37×奥行31×高さ70/75/80 (3段階の高さ調整)	幅38×高さ60/65/70 (3段階の高さ調整)	
	手すり部直径	トップグリップ：6.4×3.5（ストレート部） 7.0×3.5（コーナー部） ミドルグリップ：3.1×2.8				トップグリップ：7.5×3.8（ストレート部） 7.9×4.2（コーナー部） ミドルグリップ：3.1×2.8	
重量 (kg)	21.9	13.2	17.6	24.1	14.6	12.3	
素材	ベースプレート：スチール、外周プロテクター：特殊エラストマー 手すり部：スチール+樹脂					ベースプレート：スチール ベースプロテクター：特殊エラストマー 手すり部：スチール+樹脂	
価格	78,650円 (税抜価格71,500円)	67,650円 (税抜価格61,500円)	81,400円 (税抜価格74,000円)	93,500円 (税抜価格85,000円)	97,900円 (税抜価格89,000円)	71,500円 (税抜価格65,000円)	

