

置くだけで生活動作を広げる床置き型手すり

# Roots outdoor

## ルーツ アウトドア



介護保険福祉用具貸与品：手すり

障がい者総合支援・日常生活用具

玄関 屋外 (屋外移動支援／屋内移動支援)

対象者 「立つ・座る」「歩行」「立位保持」に不安のある人

### 1. 屋外でも使える抜群の耐久性

紫外線、熱、水、風、砂ほこりなど過酷な環境でも使用できます。

### 2. 水に濡れても滑りにくい特殊表面加工

ベース部は水に濡れても滑りにくい特殊な表面加工なので、安心して使用できます。

#### サイドタイプ

歩行や立ったままの姿勢保持をサポート



#### ロングタイプ

短い距離の歩行をサポート



手すり部をベースプレートの端にも取り付け可能

#### 段差タイプ

大きな段差を昇る・降りるの動作をサポート



両手すり  
ステップ台2段付き

片手すり  
ステップ台なし



玄関まわり



ベランダ



えん側

| タイプ         | サイドタイプ                    | ロングタイプ  | 段差タイプ                         |                                  |                            |                                  |                            |                                  |  |
|-------------|---------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|
|             |                           |   | ステップ台2段付き                     |                                  | ステップ台1段付き                  |                                  | ステップ台なし                    |                                  |  |
| 仕様          | —                         | —   | 両手すり                          | 片手すり                             | 両手すり                       | 片手すり                             | 両手すり                       | 片手すり                             |  |
| 品番          | MNTPOL                    | MNTPOLG                                       | MNTPOKW2                      | 右:MNTPOKS2R<br>左:MNTPOKS2L       | MNTPOKW1                   | 右:MNTPOKS1R<br>左:MNTPOKS1L       | MNTPOKW                    | 右:MNTPOKSR<br>左:MNTPOKSL         |  |
| TAISコード     | 00054-000434              | 00054-000218                                  | 00054-000221                  | 右:00054-000227<br>左:00054-000226 | 00054-000220               | 右:00054-000225<br>左:00054-000224 | 00054-000219               | 右:00054-000223<br>左:00054-000222 |  |
| 段差対応高さ(cm)  | —                         | —   | 36~54                         |                                  | 18~36                      |                                  | 0~18                       |                                  |  |
| サイズ<br>(cm) | ベースプレート                   | 幅50×長さ105                                     | 幅70×長さ60                      |                                  |                            |                                  |                            |                                  |  |
|             | 手すり部                      | 幅33×<br>高さ70/75/80<br>(3段階調整)                 | 幅81×<br>高さ70/75/80<br>(3段階調整) | 幅80×高さ105~139 (無段階調整)            |                            |                                  |                            |                                  |  |
|             | 手すり部<br>直径(cm)            | トップグリップ (楕円) : 4.0×3.1、ミドルグリップ (楕円) : 3.1×2.8 |                               |                                  |                            |                                  |                            |                                  |  |
| 重量(kg)      | 18.5                      | 18.7  | 63.1                          | 55.9                             | 57.6                       | 50.4                             | 52.1                       | 38.1                             |  |
| 素材          | ベースプレート：スチール、手すり部：スチール+樹脂 |   |                               |                                  |                            |                                  |                            |                                  |  |
| 価格          | 74,294円<br>(税抜価格67,540円)  | 74,778円<br>(税抜価格67,980円)                      | 239,580円<br>(税抜価格217,800円)    | 215,380円<br>(税抜価格195,800円)       | 215,380円<br>(税抜価格195,800円) | 191,180円<br>(税抜価格173,800円)       | 191,180円<br>(税抜価格173,800円) | 166,980円<br>(税抜価格151,800円)       |  |

|  |    |          |             |                |            |     |    |      |    |                          |
|--|----|----------|-------------|----------------|------------|-----|----|------|----|--------------------------|
|  段差タイプ 専用ステップ台 | 品番 | MNTPOKST | サイズ<br>(cm) | 幅50×奥行37×高さ7.5 | 重量<br>(kg) | 5.2 | 素材 | スチール | 価格 | 24,200円<br>(税抜価格22,000円) |
|--|----|----------|-------------|----------------|------------|-----|----|------|----|--------------------------|

開発・製造 医療・福祉機器 総合メーカー 株式会社 **モルテン** 健康用品事業本部 www.molten.co.jp/health 東京/札幌/仙台/さいたま/名古屋/大阪/広島/福岡

ISO9001 認証取得  
ISO13485 認証取得  
※床ずれ防止マットレス・体動センサの設計、製造および付帯サービスにて取得