

ベッド上で身体を移動する際の負担を軽減する
スライディングシート

Sliding Sheet

スライディングシート



対象者 自分で身体を動かさない人

1. 少しの力で簡単に身体の移動が可能

- 利用者様の身体の下にシートを敷いて滑らせることで、少しの力で簡単に身体の移動ができます。
- 無理に動かすことがないので、利用者様の身体にかかる**外力（圧迫力・ずれ力）を軽減**し、ケア時の体力の負担も減らすことができます。

2. 使いやすさへの配慮

- 滑りやすい素材のシートで、誰でも簡単に身体の移動や体位変換をさせることができます。
- 一度身体の下に敷きこめば、上下左右どの方向にも身体を移動させることができます。
- 二つ折りにしやすいように片端を縫い合せているので、2枚重ねや敷き込みなどの取り扱いが楽にできます。

使用例

上下に移動



左右に移動



品番	全体サイズ/広げた状態 (cm)		使用時サイズ/二つ折り状態 (cm)		素材	価格
	幅	長さ	幅	長さ		
MSS	135	158	68	158	ナイロン	4,840円 (税抜価格4,400円)

関連製品

安楽な姿勢作りのためのポジショニングケア専用グローブ

Positioning Glove

ポジショニンググローブ

