

独自の支持構造により安定性に優れた3点杖

RELIEF

リリース Aタイプ

介護保険福祉用具貸与品・特定福祉用具販売品：歩行補助つえ

障がい者総合支援

対象者 何かに掴まれば「立つ・座る」「歩行」「立位保持」ができる人

PAT.P



1. 安定性に優れた独自の3点支持構造

独自の3点支持構造により、しっかりと体を支えます。従来の多点杖のような不安定感がありません。

2. アームプレートが安定した立上りをサポート

アームプレートに手や腕を置くと、力が入りやすく立上りがスムーズにできます。



3. 軽くて使いやすいマグネシウム合金製

立つ・座る



ソファや椅子での立つ・座るの動作をサポート

歩行



状況に応じて横や正面につくことで安定した歩行が可能

立位保持



どんな場面でも立位保持が安定

種類	身長目安(cm)	品番	TAISコード	サイズ(cm)			重量(g)	素材	価格
				全高	全長	全幅			
SS	138~154	MRLFASS	00054-000405	66	41	21.5	830	<ul style="list-style-type: none"> ●本体：マグネシウム合金 ●アームプレート：ABS ●グリップ：エラストマー ●杖先ゴム：ゴム 	26,400円 (非課税)
S	150~166	MRLFAS	00054-000406	72	43	23	870		
M	162~178	MRLFAM	00054-000407	78	45	24.5	910		

開発・製造
販売元

医療・福祉機器 総合メーカー

株式会社 **モルテン**

健康用品事業本部 www.molten.co.jp/health

札幌/仙台/さいたま/東京/名古屋/大阪/広島/福岡



ISO9001 認証取得
ISO13485 認証取得

※床ずれ防止マットレス・体動センサの設計、製造および付帯サービスにて取得