

〈報道資料〉

2022年5月24日

PR65-H01

## 乗る人も、支える人も、身軽にする。 「Wheeliy 2.0」を発売



医療・福祉機器メーカーの株式会社モルテン（本社：広島市西区、代表取締役社長：民秋清史）は、株式会社QUANTUM（本社：東京都港区、代表取締役社長 共同CEO：及部智仁、以下「quantum」、読み方：クオインタム）と共同で、乗るだけでなく、支える人にもさらに使いやすくなったクルマイス「Wheeliy 2.0（ウィーリィ2.0）」を2022年6月1日（水）より販売いたします。

Wheeliy 2.0は、本体フレームの素材を従来のアルミニウムからマグネシウムに変更し、カーボン製のホイールを採用したことで、約3.5kgの軽量化に成功し、重さ8kg台を実現しました。さらにアームレストにブレーキ機能を持たせたほか、ワンアクションで跳ね上げできるフットレストなど、外出時の快適性を向上させています。支える人が直観的にサポートしやすいイエローサインは、従来品を踏襲しています。フレームカラーのバリエーションは2色増えて4色になりました。

モルテンでは、「From the Inside Out（フロム・ジ・インサイド・アウト）」の理念に基づき、「内から外へと広がる豊かな人生と、健康で安心して暮らせる社会のために」貢献できるよう、今後も革新的な新製品を創造し、伝達してまいります。

## ■ 製品特長

### 1. 追究された超軽量

フレームはマグネシウム、ホイールにカーボンを採用し8Kg台を実現しました。



### 2. ストッパー機能を兼ねたアームレスト

アームレストとして使用できるサイドカバーは、下に押し込むことでブレーキとしても使用できます。



### 3. 簡単に跳ね上げ出来るフットレスト

フットレストは、ワンアクションで跳ね上げることができ、操作性を向上しています。



## ■ 製品概要

### 1. カラーバリエーション

Coal black / コールブラック



Mist white / ミストホワイト





Sand pink / サンドピンク



Ice blue / アイスブルー



## 2.仕様

ホイール		
	カーボンホイールモデル (カーボン)	スタンダードホイールモデル (樹脂)
価格 (非課税)	¥440,000~	¥310,000~
キャスターサイズ	4in	
タイヤサイズ	24in	
前座高	44cm	
後座高	40cm	
シート幅	34 / 36 / 38 / 40cm	
シート奥行	38cm	
アームサポート高さ	20cm	
バックサポート高さ	26 / 33 / 40cm	
フット長	25 ~ 38cm	
全長	85cm	
全高	74 / 81 / 88cm	
全幅	57 / 59 / 61 / 63cm	
折りたたみ幅	30cm	
重さ	8.5kg~	10kg~
最大使用者体重	100kg (積載物も含む)	
フレームカラー	コールブラック/ミストホワイト/サンドピンク/アイスブルー	
サポートカラー	イエロー	

### ■ Wheeliy 2.0 (ウィーリィ2.0) について

乗る人も、支える人も、身軽にする。

乗る人だけでなく、支える人にも使いやすくなければ、いいクルマイスとは言えません。

8kg台の軽さは、乗る人も、運ぶ人もラクにする。

黄色いガイドで直感的に扱えるから、進んでサポートしたくなる。街になじむデザインで、もっと遠くに行きたくなる。



Wheeliy 2.0 (ウィーリィ2.0) は、モルテンとquantumが共同開発した、機能的にも、気分的にも、使う人すべてを身軽にし、軽やかな外出をサポートするクルマイスです。

特設サイト <https://www.molten.co.jp/health/wheeliy/>

## ■モルテンの医療・福祉機器事業

モルテンは、創立34年目の1991年に医療・福祉機器事業に参入しました。国内初となる体圧分散式エアマットレスの開発・供給を皮切りに、最新の機器や技術についてケア従事者向けセミナーを実施。これらの活動により多くの利用者様やケア従事者から高い信頼を得ており、業界では体圧分散式マットレスのリーディングメーカーと認知されています。

現在は病院、施設、在宅向けに以下の製品群を展開しています。


【病院・施設・在宅向け製品】

クルマイルス／体圧分散式マットレス／ポジショニングケア用品／口腔ケア用品

【在宅向け製品】

電動式ベッド／手すり／スロープ／移動用リフト

## ■From the Inside Out（フロム・ジ・インサイド・アウト）について

 内から外へと広がる豊かな人生と、健康で安心して暮らせる社会のために  
From the Inside Out

体圧分散式マットレス、生活動作支援用具、口腔ケア用品など、医療や福祉の現場で必要とされる製品を開発し、供給しています。

外部研究機関と連携し、医療、福祉、健康分野の課題を、アカデミックに綿密な探究をすることで、本当に必要とされる製品とサービスを世の中に提供しています。

## ■モルテンについて

1958年に競技用ボールメーカーとして創業し、同年に自動車用部品の製造と販売を始めました。1991年に医療・福祉機器事業に参入し、以来それぞれの事業領域で革新的な製品を開発・製造し続けています。詳細については、弊社ウェブサイトを参照ください。 URL：[www.molten.co.jp](http://www.molten.co.jp)

### 読者お問い合わせ先

株式会社モルテン Wheeliy 専用窓口 03-3625-7590

### 報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社モルテン 広報室 担当：中森・越智

〒733-0013 広島市西区横川新町1-8 TEL: 082-292-1247 E-MAIL: molten\_pr@molten.co.jp